



Quadrant FiniSense

Összetétel

1000 mg Quadrant FiniSense az alábbi adalékokat tartalmazza:

- 361 mg (2-hidroxietil)metakrilát
- 51 mg glutaraldehyd
- tisztított víz

Eltarthatóság

36 hónap

Felhasználás

A Quadrant FiniSense túlérzékeny dentin kezelésére szolgál. Hatását a plazmaprotein kicsapásával fejt ki, miáltal a fog áteresztő-képessége csökken, és a peremrészen található dentincsatornácskák eltömődnek. Ily módon lehetetlenné válik a csatornácskákon keresztül történő folyadékáramlás, ami a túlérzékenységet előidézi.

A Quadrant FiniSense az alábbi területeken használatos:

- A fájdalom megszüntetése a preparálást nem igénylő, szabaddá vált fognyak-tájon,
- A fog túlérzékenységének csökkentése vagy megakadályozása indirekt helyreállítás előtti előkészületeket követően.

Adagolás és alkalmazás

Túlérzékeny dentinkezelés

A túlérzékeny dentin felület kezelése csak olyan nagyobb fájdalom esetén javasolt, amit hőhatás, ozmózis vagy ingerlő felületi érintkezés idéz elő. Enyhébb fájdalom esetében alternatív kezelés a helyénvaló, mint például túlérzékenység-csökkentő fogkrém használata.

- A dentint meg kell tisztítani (például tisztító horzsakövel), amennyiben szükséges, helyi érzéstelenítés alkalmazásával, majd vízzel leöblíteni [1].
- A fogíny és a nyálkahártya gumiszalaggal védendő. Meg kell bizonyosodni arról, hogy a Quadrant FiniSense csakis azzal a felülettel kerül érintkezésbe, ami a kezelés tárgyát képezi [2].
- A Quadrant FiniSense-ből a kezeléshez a lehetőség szerinti legkisebb mennyiséget kell felvinni a dentin-felületre (Q-Brush), és 30-60 másodpercig rajthagyni [3].
- Ezt követően a felületet gondosan meg kell szárítani sűrítettlevegő-fúvatással, mindaddig folytatva, amíg a folyadékártya eltűnik, és a felület a csillogását elveszti [4]. Elszívást, majd alapos szájjöblítést kell végezni [5].
- Mély fogüreget ill. a fogbél közelében található felületeket megfelelő alabéleléssel kell ellátni, mielőtt a deszenzitizálót applikáljuk.

Abban az esetben, ha a Quadrant FiniSense önmagában való alkalmazása nem volna elégséges, kielégítő és elnyújtott hatású fájdalomcsillapításra, a kezelés megismételhető az első kezelést követően azonnal, vagy a következő rendeléskor, mielőtt még alternatív kezelésre sor kerülne. Amennyiben a tünetek továbbra is fennállnának, bonding-eljárásra kerülhet sor kompozit-réteggel vagy anélkül.

Komplett helyreállítást megelőző dentinelőkészítés

- Gumiszalaggal kell védeni a fogínyt és a nyálkahártyát.
- Az előkészített dentinről a nedvességet eltávolítani mérsékelt erősségű sűrítettlevegő-fúvatással.
- Quadrant FiniSense-t (Q-Brush) felvinni, és 30-60 másodpercig a felületen hagyni.
- Meg kell bizonyosodni arról, hogy csak a legkisebb szükséges mennyiség kerüljön felhordásra, és csak a kezelendő felülettel kerüljön érintkezésbe.
- A dentin felületét gondosan meg kell szárítani sűrítettlevegő-fúvatással, majd alapos szájjöblítést, és szívást kell alkalmazni.
- A fogüreget ill. a fogüreg közelében lévő területet megfelelő felületkezeléssel kell ellátni (pulpavédelem) a Quadrant FiniSense felhordása előtt.

Figyelmeztetés és óvintézkedések

A Quadrant FiniSense csakis fogorvosi gyakorlatban használható.

A Quadrant FiniSense lejárati idejét követően nem alkalmazható (lásd a csomagolódoboz figyelmeztető szövegét).

25 °C feletti hőmérsékleten nem tárolható.

Gyerekek elől elzárva tartandó.

A Quadrant FiniSense 36% (2-hidroxietil) metakrilátot (HEMA) és 5% glutaraldehydet tartalmaz.

- **Helyileg ingerlő és toxikus hatású.**
- **A Quadrant FiniSense gőzétől vagy az anyaggal történő érintkezés esetén ingerlékenység és szemégés állhat elő, légzőszervi valamint bőr- és nyálkahártya ingerlékenység.**
- **A Quadrant FiniSense alkalmazása előtt mindig megfelelő óvintézkedések foganatosítandók.**
- **Mindig csupán a kezeléshez szükséges legkisebb mennyiséget kell alkalmazni.**
- **A szer szembe, bőrre és nyálkahártyára jutását kerülni kell.**
- **Szükség esetén azonnal öblítés végzendő bő mennyiségű vízzel és szívás alkalmazásával.**

Ellenjavallatok

A Quadrant FiniSense nem alkalmazható az alábbi esetekben:

- Ha a megkövetelt óvintézkedés nem foganatosítható vagy nincs mód speciális eljárás alkalmazására.
- Ha a beteg a Quadrant FiniSense adalékanyagainak bármelyike iránt allergiát mutat.
- Ha a fájdalmat fogbél-gyulladás idézi elő.
- Ha a fogbél szabaddá vált, vagy a fogbelet körülvevő dentin átlukadt.

Mellékhatások

A fogbél érzékenysége figyelhető meg mély fogüreg esetén megfelelő pulpavédelem hiányában.

A fogbél közelébeni fogüreg-részeket emiatt megfelelő üregvédelemmel kell ellátni.

Kölcsönhatás más termékekkel

Nem ismeretes.

Németországban készült

Csak fogászati használatra.

Használati tanácsainkat cégünk részéről a legjobb jóhiszemben adjuk, akár írásban, akár szóban, akár bemutató alapján, de a garanciavállalás kizárásával. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha harmadik személy tulajdonosi jogairól van szó. Ez nem mentesíti Önöket az alól, hogy az általunk szállított termékeket a felhasználás és az alkalmazás tekintetében alkalmasság szempontjából megvizsgálják. A termékek alkalmazására, felhasználására és feldolgozására nem lehetünk befolyásolással, ennél fogva az említettek teljes mértékben az Önök felelőségi körébe tartoznak.

Amennyiben ezen kötelezettség következtében bármiféle károsodás keletkezne, anyagi felelőségünk legfeljebb a szállításunk tárgyát képező, és az Önök által felhasznált termékek értékére korlátozódik. Mi a magunk részéről természetesen termékeinkre állandó minőséget biztosítunk az Általános értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően.