



# Quadrant FiniSense

## Sammansättning

1000 mg Quadrant FiniSense innehåller:

- 361 mg (2-hydroxyetyl)metakrylat
- 51 mg glutaraldehyd
- renat vatten

## Lagringstid

36 månader

## Användningsområden

Quadrant FiniSense är avsedd för behandling av överkänsligt dentin. Effekten nås genom utfällning av plasmaproteiner perifert i tubuli vilket minskar dentinets permeabilitet. Detta förhindrar vätskeflöde genom tubuli vilket är orsaken till överkänsligheten.

Quadrant FiniSense är lämplig för nedan indikationsområden:

- för att eliminera smärtor i exponerade cervikala områden som inte behöver restaurationer,
- för att lindra och förebygga överkänslighet efter preparation av tänder som skall förses med indirekt gjorda restaurationer.

## Dosering och användning

### Behandling av överkänsligt dentin

Behandlingen av överkänsliga dentinytor är endast indikerat i fall med kraftiga smärtreaktioner på värme-, osmotiska och taktila stimuli. I fall där smärtan är lindrig skall alternativa behandlingsmetoder som t. ex. desensibiliserande tandkrämer användas.

- Rengör dentinet (t. ex. med pimpsten), under lokalanestesi om nödvändigt, skölj därefter med vatten [1].
- Skydda gingiva och slemhinna med kofferdam. Se till att Quadrant FiniSense endast kommer i kontakt med det område som skall behandlas [2].
- Applicera **minsta möjliga behövliga mängd** Quadrant FiniSense på dentinytan med en Q-Brush låt verka i 30-60 s [3].
- Blås därefter omsorgsfullt ytan torr med tryckluft tills vätskefilmen försvunnit och ytan inte längre är blank [4]. Använd sug. Skölj noggrant med vatten [5].
- Djupa kaviteter och/eller områden nära pulpan skall täckas med en lämplig liner innan Quadrant FiniSense appliceras.

Om en enstaka behandling med Quadrant FiniSense inte ger tillfredsställande och varaktig minskning av smärtan kan behandlingen upprepas vid samma behandlingstillfälle eller också kan ny tid bestämmas för upprepad behandling innan alternativa behandlingsformer kommer till användning. Om symptomen kvarstår, kan behandling med bonding för kompositmaterial göras med eller utan applicering av komposit.

### Behandling av dentin preparerat för indirekt gjorda restaurationer

- Skydda gingiva och slemhinnor med kofferdam.
- Avlägsna försiktigt fukt på det preparerade dentinet med tryckluft.
- Applicera Quadrant FiniSense med en Q-Brush; låt verka 30-60 s. Använd **minsta möjliga behövliga mängd**, se till att preparatet endast kommer i kontakt med det område som skall behandlas.
- Torka försiktigt dentinytan med tryckluft, skölj noggrant med vatten, använd sug.
- Täck kaviteter och/eller områden nära pulpan med lämplig kavitetliner innan Quadrant FiniSense anbringas.

## Varningar och försiktighetsåtgärder

Quadrant FiniSense skall endast användas i tandläkarpraktiken.

Quadrant FiniSense skall ej användas efter utgångsdatum (se varningen på etiketten).

Förvaras inte i högre temperatur än 25 °C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Quadrant FiniSense innehåller 36% (2-hydroxyetyl)metakrylat (HEMA) och 5% glutaraldehyd.

- **Orsakar lokalreaktioner och har toxiska effekter.**
- **Ångor från eller kontakt med Quadrant FiniSense kan orsaka irritation och sveda i ögon och andningsorgan, på hud och slemhinnor.**
- **Vidtag alltid erforderliga skyddsåtgärder före bruk av Quadrant FiniSense.**
- **Q-Brush fuktas alltid med den minsta möjliga mängd som behövs för behandlingen.**
- **Undvik kontakt med ögon, hud och slemhinnor.**
- **Vid olycksfall, skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, använd sug.**

## Kontraindikationer

Quadrant FiniSense skall ej användas:

- om nödvändiga försiktighetsåtgärder ej kan vidtagas eller om den rekommenderade appliceringstekniken ej kan användas,
- om patienten är allergisk för någon av ingredienserna i Quadrant FiniSense,
- om orsaken till smärtan är pulpit,
- om pulpan är blottlagd eller om dentin nära pulpan perforerats.

## Negativa effekter

Pulpairritation kan observeras vid djupa kaviteter utan tillräckligt pulpaskydd.

Kavitetsområden nära pulpan skall därför skyddas med lämplig kavitetliner.

## Interaktioner med andra produkter

Inga kända.

## Tillverkat i Tyskland

Endast för dentalt bruk.

Vårt tekniska råd, antingen verbalt, skriftligt eller grundat på erfarenhet, har getts i god tro men utan garantier. Detta gäller också där äganderättsförhållanden för tredje part blir aktuella. Det befriar ej er från skyldigheten att testa de produkter som tillhandahålls av oss avseende deras lämplighet för avsedda behandlingar och indikationer. Applikationen, användningen och hanteringen av produkterna ligger utanför vår kontroll och är helt och hållet ert ansvar. Skulle vi trots detta hållas ansvarsskyldiga begränsas ansvaret till värdet av det gods som levererats av oss och använts av er. Vi garanterar, naturligtvis, en jämn kvalitet på våra produkter inom ramarna för gällande leveransbestämmelser.