

Instructions Quick Reference Chart (page 3)

1	2	3	4
NL Poets het gebit grondig	Breek het dopje van de spuittip	Doseer 1 druppel per tand in de lepel	Breng de bleeklepel aan in de mond
D Das Gebiss gründlich putzen	Die Spitze der Dosierspritze abbrechen	Pro Zahn 1 Tropfen in den Löffel geben	Den Bleichlöffel im Mund anbringen
F Lavez-vous soigneusement les dents	Cassez l'embout à l'extrémité de la seringue	Versez 1 goutte par dent dans la gouttière	Insérez la gouttière de blanchiment dans la bouche
GB Brush your teeth thoroughly	Break the cap off the nozzle	Administer 1 drop per tooth into the tray	Insert the bleaching tray into your mouth
I Lavarsi bene i denti	Rompere il cappuccio della siringa	Mettere 1 goccia di prodotto per ogni cavità dentale della mascherina	Inserire la mascherina sulla apposita arcata
E Cepílese los dientes a fondo	Rompa el tapón de la punta dispensadora	Dosifique 1 gota por diente en la cubeta	Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca
HR Temeljito operite zube	Odlomite vrh štrcaljke	Nanesite 1 kap po zubu na udlagu	Umetnite udlagu sa sredstvom za izbjeljivanje u usta
DK Børst tænderne grundigt	Bræk hæften af sprøjtespidsen	Dryp en dråbe pr. tand i skeen	Sæt blegeskeen på tænderne
H Mossa meg alaposan a fogát	Törje le a fecskendőtubus kupakját	Tegyén foganként egy cseppet a tálcába	Helyezze a fehéritőtálcát a szájába
PL Zęby należy dokładnie umyć	Należy odłamać nakrętkę ze sprzycy	Dozować 1 kroplę na ząb do łyżeczki	Wprowadź łyżeczkę wybielającą do jamy ustnej
P Escove muito bem os dentes	Quebre a tampa do bico aplicador	Aplique 1 gota por dente no molde	Introduza o molde de branqueamento na boca
S Borsta tänderna noga	Bryt av hatten från sprutspetsen	Droppa 1 droppe per tand i skeden	För blekningskassen mot tänderna
TR Dişlerinizi iyice fırçalayın	Tüpün ucunu çitlatarak tüpün açılmasını sağlayın	Her diş için diş kalıbına birer damla Cavex Bite damlatın	Diş kalıbını ağızınızın içerisine yerleştirin.
GR Βουρτσίστε πολύ καλά τα δόντια	Σπάστε το πώμα του στοιχείου	Βάλτε στο διακόριο μια δόση που αντιστοιχεί σε 1 σταγόνα ανά δόντι	Βάλτε το διακόριο λεύκανσης στο στόμα
RUS Тщательно почистьте зубы	Отломите наконечник аппликатора	Нанесите по 1 капле на каждый отпечаток зуба в капле	Наденьте каппу для отбеливания на зубы
CN 将牙齿彻底刷一遍	打破注射筒尖端的小帽	在漂白牙套内为每一颗牙齿注入一滴增白剂	将漂白牙套放入口腔
KOR 치아를 구석구석 잘 닦는다.	튜브의 끝부분을 절단한다.	트레이에 치아당 1방울씩 미백제를 투여한다.	미백트레이를 입에 끼운다.
SA نظف أسنانك جيدا بالفرشاة	اكسر غطاء فوهة البثق	حدد الكمية بمقدار قطرة واحد لكل سن على الملعقة	ضع ملعقة خزل اللون في الفم

Instructions Quick Reference Chart (page 3)

Extended
Instructions
see page

	5	6	7	8	
(NL)	Bleek gedurende minimaal 1 uur	Spoel de mond met water	Wacht tenminste een 0,5 uur en poets dan voorzichtig de tanden	Reinig de bleeklepels met uw tandenborstel	4
(D)	Mindestens 1 Stunde bleichen	Den Mund mit Wasser ausspülen	Mindestens eine halbe Stunde warten und dann die Zähne vorsichtig putzen	Die Bleichlöffel mit der Zahnbürste reinigen	5
(F)	Laissez agir pendant au moins 1 heure	Rincez-vous la bouche à l'eau	Attendez au moins ½ heure avant de vous laver les dents délicatement	Nettoyez les gouttières de blanchiment avec votre brosse à dents	6
(GB)	Bleach for at least one hour	Rinse your mouth with water	Wait at least 30 minutes and then brush your teeth carefully	Clean the bleaching tray with your toothbrush	7
(I)	Lasciare agire per almeno 1 ora	Risciacquare la bocca con acqua	Attendere almeno mezzora e lavarsi i denti con delicatezza	Pulire le mascherine con lo spazzolino da denti	8
(E)	Blanquee los dientes al menos durante 1 hora	Enjuáguese la boca con agua	Espere al menos 0,5 hora y cepílese los dientes suavemente	Limpie las cubetas de blanqueamiento con el cepillo de dientes	9
(HR)	Trajanja postupka izbjeljivanja: minimalno sat vremena	Isperite usta vodom	Pričekajte najmanje pola sata, onda oprezno operite zube	Očistite udlage vašom četkicom za zube	10
(DK)	Bleg i minimum 1 time	Skyl munden med vand	Vent mindst 0,5 time og børst nu tænderne forsigtigt	Rengør blegeskeen med tandbørsten	11
(H)	Legalább 1 óráig fehértítre a fogát	Öblítse ki a száját vízzel	Várjon legalább fél órát, majd óvatosan mossa meg a fogát	Tisztítsa ki a tálcát a fogkefével	12
(PL)	Zęby należy wybielać przez przynajmniej 1 godzinę	Splukać jamę ustną wodą	Należy odczekać przynajmniej 0,5 godziny, po czym ostrożnie umyć zęby	Łyzeczki do bielenia należy umyć szczoteczką do zębów	13
(P)	O tempo de embranquecimento deve ser no mínimo 1 hora	Enxague a boca com água	Espere no mínimo meia hora e escove cuidadosamente os seus dentes	Limpe os moldes de branqueamento com a sua escova de dentes	14
(S)	Blek tänderna under minst 1 timme	Skölj munnen med vatten	Vänta i minst en halvtimme och borsta sedan tänderna försiktigt	Rengör blekningsskenorna med tandborsten	15
(TR)	Diş beyazlatma işlemini en az bir saat sürdürün	Ağızınızı su ile çalkalayın	En az yarım saat bekledikten sonra dikkatlice dişlerinizi fırçalayın	Diş fırçası yardımıyla diş kalıplarını temizleyin	16
(GR)	Λευκάνετε επί 1 ώρα τουλάχιστον	Ξεπλύνετε το στόμα με νερό	Περιμένετε επί μισή ώρα τουλάχιστον και βουρτίστε έπειτα προσεκτικά τα δόντια	Να καθαρίζετε τα διακόπια λεύκανσης με την οδοντόβουρτσα σας	17
(RUS)	Процедуру отбеливания продолжайте не менее 1 часа	Прополощите рот водой	По истечении не менее получаса осторожно почистьте зубы	Очистите капку для отбеливания зубной щеткой	18
(CN)	持续漂白至少 1 小时	用水漱口	等候至少半小时，然后小心地刷牙	用牙刷清洗漂白牙套	19
(KOR)	미백이 진행되기까지 적어도 1 시간 이상 기다립니다.	물로 입을 행군다.	30분 이상 기다린 후 조심스럽게 양치질을 한다.	칫솔로 미백트레이를 깨끗이 닦는다.	20
(SA)	اخلز اللون لمدة لا تقل عن ساعة	اشطف الفم بالماء	انتظر نصف ساعة على الأقل ثم نظف أسنانك بحرص بالفرشاة	نظف ملعقة خزل اللون بفرشاة أسنانك	21

Quick Reference Chart

