

# Cavex Boil&Bite

ONE BITE FITS ALL

## Revolucionario

Esta *cupeta termoplástica* es **una cupeta superior e inferior** en una y puede utilizarse para diversos propósitos.  
¡Esta cupeta revolucionaria es bien tolerada en la boca y es adecuada para todas las personas!

## Muy simple

El dentista o el paciente puede elaborar él mismo el Cavex Boil&Bite

1. Lleve el agua a ebullición.
2. Coloque el Cavex Boil&Bite en un recipiente de cristal apropiado (resistente al calor).
3. Añada suficiente agua al Cavex Boil&Bite hasta que la cupeta, sin el asa, esté sumergida. Deje la cupeta 1 minuto en el agua.
4. Saque el Cavex Boil&Bite con cuidado del agua.
5. Sacuda el agua sobrante.
6. Póngase el Cavex Boil&Bite inmediatamente en la boca y ajuste la forma de la cupeta apretándola firmemente con los dedos contra los dientes. Hágalo esto para los dientes superiores e inferiores.



## Multiuso

Esta cupeta personalizada puede utilizarse perfectamente para múltiples propósitos:

- **Tratamientos de blanqueamiento**
- **Tratamientos de flúor**
- **Sensibilidad dental**

La impresión de los dientes en la cupeta asegura que los diferentes geles queden bien asentados.

Gracias a ello, puede utilizarse para blanqueamiento con Cavex Bite&White y a continuación Cavex Bite&White ExSense para volver a **condicionar y desensibilizar** los dientes.

**8 cubetas en 1 caja**



■ **Cavex Holland BV**

Fustweg 5  
2031 CJ Haarlem  
Países Bajos

T +31 23 530 77 00  
dental@cavex.nl  
www.cavex.nl