

Cavex Boil&Bite

ONE BITE FITS ALL

Révolutionnaire

Cette *gouttière thermoplastique* sert **simultanément pour l'arcade supérieure et inférieure** et peut être utilisée pour différents usages.

Cette gouttière révolutionnaire, bien tolérée en bouche et convient à tous !

Très simple

Le dentiste ou le patient peut réaliser lui-même la gouttière Cavex Boil&Bite

1. Faites bouillir de l'eau.
2. Placez la gouttière Cavex Boil&Bite dans un verre approprié (résistant à la chaleur).
3. Ajoutez une quantité d'eau suffisante pour couvrir la gouttière Cavex Boil&Bite mais pas la poignée. Laissez la gouttière dans l'eau bouillante pendant une minute.
4. Retirez avec précaution la gouttière de l'eau bouillante.
5. Secouez l'excédent d'eau.
6. Placez immédiatement le Cavex Boil&Bite dans la bouche et adaptez avec les doigts la forme de la gouttière aux dents supérieures et inférieures.



Usages multiple

Cette gouttière personnalisable peut parfaitement être utilisée pour divers usages :

- **Éclaircissement dentaires**
- **Traitements au fluor**
- **Sensibilité dentaire**

Grâce à l'empreinte des dents dans la gouttière, les différents gels restent bien en place. Il est ainsi possible d'effectuer un blanchiment avec Cavex Bite&White, après quoi les dents seront à nouveau efficacement **conditionnées et désensibilisées** avec Cavex Bite&White ExSense.

8 gouttières dans 1 boîte



■ **Cavex Holland BV**
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
Pays-bas

T +31 23 530 77 00
dental@cavex.nl
www.cavex.nl