

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

# CAVEX IMPRESAFE

- Sistema desinfectante para impresiones de alginato, silicona y poliéter.

- Mata el 99,99 % de todas las bacterias, hongos y virus en solo 3 minutos.



"Me encantó todo el sistema. Fue muy fácil de usar e implementar en nuestro consultorio"

YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

# PREMIUM ALGINATE SYSTEM

## CAVEX IMPRESAFE

La base del sistema Cavex ImpreSafe es un concentrado desinfectante no tóxico y libre de aldehído con un inductor añadido y un agente tensioactivo. Este líquido único mata en solo 3 minutos el 99,99 % de todas las bacterias, hongos y virus en una impresión de alginato o silicona, sin afectar la superficie de la impresión. El kit básico Cavex ImpreSafe consta de una botella de concentrado desinfectante, un recipiente con bandeja extraíble, un temporizador y 50 bolsas auto cierre para el perfecto almacenamiento de las impresiones desinfectadas. El recipiente y el líquido también están disponibles por separado.

Gracias a su composición única, Cavex ImpreSafe - a diferencia de otros líquidos desinfectantes - es eficaz en un tiempo de contacto muy corto por lo que no tiene un efecto negativo sobre la superficie de la impresión.

Cavex ImpreSafe se suministra como concentrado en una botella de litro con un sistema de dosificación integrado. Puesto que 30 ml de concentrado es suficiente para 1 litro de líquido desinfectante con el que se llena el recipiente, una botella es suficiente para hasta 33 litros de líquido desinfectante. Cavex ImpreSafe es 100 % libre de aldehído, por lo que no es tóxico y extremadamente seguro de usar. El líquido tiene un olor agradable y neutro.



Cavex ImpreSafe ha sido ampliamente probado por varios laboratorios de renombre y ha demostrado ser un desinfectante confiable y altamente eficaz. El producto cumple con las directrices de la DGHM y con las normas EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14561 y EN 14562 (consulte [cavex.nl/impresafe](http://cavex.nl/impresafe) para ver los informes de los ensayos)

### Características

- Un sistema completo, rápido y eficaz
- Una solución desinfectante segura y fiable
- Ningún efecto negativo en la impresión



### Valoración del 96 % por The Dental Advisor

Apreciamos la opinión de profesionales. Por eso hemos dejado evaluar nuestro Cavex ImpreSafe por The Dental Advisor. Tras una evaluación clínica realizada por un equipo de profesionales, este producto recibió una valoración clínica de nada menos que un 96 %, lo que corresponde a la puntuación máxima de 5++++. Los profesionales elogian la simplicidad, la eficacia y el olor agradable.

# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Los Países Bajos | [cavex.nl](http://cavex.nl)

CAVEX

ZYH003ES.02