

CAVEX FRESH4SURE

PRODUCT DESCRIPTION

Cavex Fresh4Sure is a mouthwash that helps support fresh breath and reduce unpleasant oral odours. Its carefully selected ingredients – including zinc salts and erythritol – contribute to a clean and fresh mouthfeel. The formula also contains a muco-adhesive polymer and a humectant, which help maintain moisture and comfort in the mouth. A refreshing blend of minty aromas provides a pleasant taste and a long-lasting fresh breath.

COMPOSITION

Aqua, polyglycerin-3, sorbitol, erythritol, poloxamer 407, sodium citrate, PEG40, mentha piperita oil, PVM/MA copolymer, sodium benzoate, zinc citrate, xanthan gum, sodium saccharin, acid blue 9, ethyl menthane carboxamide, menthol/eucalyptol.

INSTRUCTIONS

- Open the bottle and fill the cap with 10 ml liquid.
- Rinse and gargle for 30 seconds.
- Do not swallow but spit out the residue. Do not rinse with water.

WARNINGS

Do not swallow! For adults and children over 12 years old.

STORAGE ADVICE

Store at room temperature (<25°C). Shelf life unopened: 36 months. To be used within 12 months of opening. Do not use the product after the expiry of the recommended shelf life.



DISPOSAL INFORMATION

Dispose of device in accordance with local waste regulations.

Our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. It does not release you from the obligation to test the products supplied by us as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of the products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Should, in spite of this liability be established for any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent quality of our products within the scope of our General Conditions of Sale and Delivery.

CAVEX FRESH4SURE

PRODUCTBESCHRIJVING

Cavex Fresh4Sure is een mondspoeling die helpt bij het ondersteunen van een frisse adem en het verminderen van onaangename mondgeuren. De zorgvuldig geselecteerde ingrediënten – waaronder zinkzouten en erythritol – dragen bij aan een schoon en fris mondgevoel. De formule bevat ook een muco-adhesieve polymeer en een bevochtigingsmiddel, die helpen om vocht en comfort in de mond te behouden. Een verfrissende mix van muntaroma's zorgt voor een aangename smaak en langdurig frisse adem.

SAMENSTELLING

Aqua, polyglycerin-3, sorbitol, erythritol, poloxamer 407, natriumcitraat, PEG40, pepermuntolie, PVM/MA copolymeer, natriumbenzoaat, zinkcitraat, xanthaangom, natriumsacharine, acid blue 9, ethyl menthane carboxamide, menthol/eucalyptol.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Open de fles en vul de dop met 10 ml vloeistof.
- Spoel en gorgel gedurende 30 seconden.
- Niet doorslikken, maar het residu uitspugen. Niet naspoelen met water.

WAARSCHUWINGEN

Niet doorslikken! Alleen geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

BEWAARADVIES

Bewaren bij kamertemperatuur (<25°C). Houdbaarheid ongeopend: 36 maanden. Na opening binnen 12 maanden gebruiken. Niet gebruiken na de vervaldatum van de aanbevolen houdbaarheid.



AFVALVERWERKING

Verwijder het product in overeenstemming met de lokale afvalvoorschriften.

Ons technisch advies, mondeling, schriftelijk of via tests, wordt te goeder trouw gegeven maar zonder garantie, ook waar het eigendomsrechten van derden betreft. Het ontslaat je niet van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor jouw specifieke toepassingen zelf te testen. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en zijn daarom volledig jouw verantwoordelijkheid. Mocht er toch aansprakelijkheid ontstaan voor enige schade, dan is deze beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door jou gebruikte goederen. Uiteraard garanderen wij een constante kwaliteit van onze producten binnen het kader van onze Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Levering.

CAVEX FRESH4SURE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Cavex Fresh4Sure ist ein Mundwasser, das für frischen Atem sorgt und unangenehmen Mundgeruch reduziert. Seine sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe – darunter Zinksalze und Erythrit – tragen zu einem sauberen und frischen Mundgefühl bei. Die Formel enthält zudem ein mukoadhäsives Polymer und einen Feuchtigkeitsspender, die dazu beitragen, die Feuchtigkeit im Mund zu bewahren und das Wohlbefinden zu steigern. Die erfrischende Mischung aus Minzaromen sorgt für einen angenehmen Geschmack und lang anhaltend frischen Atem.

ZUSAMMENSETZUNG

Aqua, Polyglycerin-3, Sorbit, Erythrit, Poloxamer 407, Natriumcitrat, PEG 40, Pfefferminzöl, PVM/MA-Copolymer, Natriumbenzoat, Zinkcitrat, Xanthangummi, Natriumsaccharin, Acid Blue 9, Ethylmenthancarboxamid, Menthol/Eukalyptol.

ANWEISUNGEN

- Öffnen Sie die Flasche und füllen Sie die Kappe mit 10 ml Flüssigkeit.
- Spülen und gurgeln Sie 30 Sekunden lang.
- Den Rückstand nicht schlucken, sondern ausspucken. Nicht mit Wasser nachspülen.

WARNHINWEISE

Nicht schlucken! Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.

HINWEISE ZUR AUFBEWAHRUNG

Bei Raumtemperatur (< 25 °C) lagern. Haltbarkeit (ungeöffnet): 36 Monate. Nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf der empfohlenen Haltbarkeit.



ENTSORGUNGSMETHODEN

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Unsere technische Beratung – sei es mündlich, schriftlich oder in Form von Versuchen – erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Dies gilt auch, wenn Schutzrechte Dritter betroffen sind. Sie entbindet Sie nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungen zu prüfen. Da die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, unterliegen sie vollständig Ihrer Verantwortung. Sollte dennoch ein Schaden auftreten, ist dieser auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Waren begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir gemäß unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

CAVEX FRESH4SURE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cavex Fresh4Sure est un bain de bouche qui aide à maintenir une haleine fraîche et à réduire les odeurs buccales désagréables. Ses ingrédients soigneusement sélectionnés, notamment les sels de zinc et l'érythritol, contribuent à une sensation de propreté et de fraîcheur dans la bouche. La formule contient également un polymère muco-adhésif et un humectant, qui aident à maintenir l'humidité et une bonne sensation en bouche. Ce mélange rafraîchissant d'arômes mentholés procure un goût agréable et une haleine fraîche durable.

COMPOSITION

Aqua, polyglycérine-3, sorbitol, érythritol, poloxamère 407, citrate de sodium, PEG40, huile de menthe poivrée, copolymère PVM/MA, benzoate de sodium, citrate de zinc, gomme de xanthane, saccharine de sodium, bleu acide 9, éthyl menthane carboxamide, menthol/eucalyptol.

INSTRUCTIONS

- Ouvrez le flacon et remplissez le bouchon avec 10 ml de liquide.
- Rincez et gargarisez pendant 30 secondes.
- N'avez pas le résidu, mais recrachez-le. Ne vous rincez pas la bouche à l'eau.

AVERTISSEMENTS

Ne pas avaler ! Convient aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans.

CONSEILS DE CONSERVATION

Conserver à température ambiante (<25 °C). Durée de conservation non ouvert : 36 mois. À utiliser dans les 12 mois suivant l'ouverture. Ne pas utiliser le produit après l'expiration de la durée de conservation recommandée.



INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Éliminer l'appareil conformément aux réglementations locales sur les déchets.

Nos conseils techniques, qu'ils soient verbaux, écrits ou sous forme d'essais, sont donnés de bonne foi mais sans garantie, et cela s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont impliqués. Ils ne vous libèrent pas de l'obligation de tester les produits que nous fournissons quant à leur adéquation aux processus et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et le traitement des produits échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Si, malgré cela, notre responsabilité devait être engagée pour un quelconque dommage, elle sera limitée à la valeur des marchandises que nous avons livrées et que vous avez utilisées. Bien entendu, nous fournirons une qualité constante de nos produits dans le cadre de nos Conditions générales de vente et de livraison.

CAVEX FRESH4SURE

PAGLALARAWAN NG PRODUKTO

Ang Cavex Fresh4Sure ay isang mouthwash na tumutulong na suportahan ang pagkakaroon ng mabangong hininga at bawasan ang hindi magandang amoy sa bibig. Ang maiingat na piniling sangkap nito—kasama ang mga inc salt at erythritol—ang nakakatulong para magkaroon ng malinis at malamig na pakiramdam sa bibig. Kasama rin sa formula ang muco-adhesive polymer at humectant, na tumutulong na mapanaili ang moisture at comfort sa bibig. Ang nakakapreskong timpla ng amoy ng mint ang nagbibigay ng kaaya-ayang lasa at pangmatagalang mabangong hininga.

MGA SANGKAP

Aqua, polyglycerin-3, sorbitol, erythritol, poloxamer 407, sodium citrate, PEG40, langis ng Mentha piperita, PVM/MA copolymer, sodium benzoate, zinc citrate, xanthan gum, sodium saccharin, acid blue 9, ethyl menthane carboxamide, menthol/eucalyptol.

MGA INSTRUCTION

- Buksan ang bote at punan ang takip nang 10 ml na likido.
- Ipanghugas at ipangmumog ng bibig sa loob ng 30 segundo.
- Huwag lunukin at idura ang natitira. Huwag banlawan ng tubig.

MGABABALA

Huwag lunukin! Para sa mga may sapat na gulang at mga batang higit sa 12 taong gulang.

PAYO SA PAGTATAGO

Itabi sa room temperature (25°C). Tagal ng buhay kapag hindi binuksan: 36 na buwan. Gagamitin sa loob ng 12 buwan mula nang buksan. Huwag gamitin ang produkto pagkatapos ng inirerekomendang shelf life.



IMPORMASYON SA PAGTATAPON

Itapon ang device alinsunod sa mga lokal na regulasyon sa pagtatapon ng basura.

Ibinibigay ang aming teknikal na payo, pasalista man, nakasulat, o sa pamamagitan ng mga trial, nang may magandang hangarin nang walang garantiya, at nalalapat din ito kapag may kasamang mga karapatan sa pagmamay-ari ng mga third party. Hindi ka nito pinapalaya sa obligasyon na subukan ang mga produktong ibinibigay namin para sa kanilang pagiging angkop para sa mga nilalayong proseso at paggamit. Wala sa kontrol namin ang paglalapat, paggamit, at pagpoproseso ng mga produkto at, samakatuwid, ikaw ang tanging may responsibilidad. Kung sakaling, sa kabila ng pananagutang ito ay nagkaroon ng anumang pinsala, magiigang limitado ito sa halaga ng mga kalakal na inihatid namin at ginamit mo. Siyempre, magbibigay kami ng pare-parehong kalidad ng aming mga produkto sa loob ng saklaw ng aming Mga Pangkalahatang Kondisyon ng Pagbebenta at Paghahatid.

 Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031CJ Haarlem
The Netherlands
T +31 23 5307700
dental@cavex.nl
cavex.nl

CAVEX

ZM700.01