

QUADRANT UNIVERSAL LC

GB	Gebruiksaanwijzing
GB	Instructions for use
FR	Mode d'emploi
ES	Instrucciones de uso
IT	Istruzioni per l'uso
NL	Gebruiksaanwijzing
GR	Οδηγίες χρήσης
CZ	Návod k použití
HU	Használati utasítás
LT	Naudojimo instrukcija

QUADRANT UNIVERSAL LC Gebruiksaanwijzing

Medicijnproduct – Nur zur Anwendung durch dentalen Fachpersonal.

Zweckbestimmung
Quadrant Universal LC ist ein lichthärtendes, radioopaque Mikrofibrill-Komposit, das auf Microglas®-Technologie basiert. Es ist indiziert für die adhäsiv befestigte, zahnfarbene Form- und Selbstverlebungsmaterialien einschließlich der indirekten Schichten. Die Härtequalitäts des Produkts entspricht einer Raumtemperatur von 2,0–2,5 mm (Dentin = 1 mm, Zahnschmelz = 2 mm).

Indikationen
Struktuelle Defekte, Veränderung der Zahnstruktur oder fehlende Zähne. Dentale Anwendungen:

• Direkte Restauration aller Kavitätstypen • Direkte Kompositverfüren • Ästhetische Korrekturen (z. B. Diastema, kleine Schmelzoberflächende Defekte der Zahnoberflächsubstanz, etc.) • Schienung von Zähnen in Milchzahnstadien

Restorative
• Reparatur von Keramik- und Kompositrestaurationen (in Verbindung mit einem geeigneten Reparatursystem)

Kontraindikationen
Quadrant Universal LC sollte nicht verwendet werden (weniger als 1 mm). Bei bekannter oder vermuteter Allergie gegen Bestandteile des Produktes ist die Verwendung des Produkts kontraindiziert. Nicht anwenden bei bekannter oder vermuteter Allergie gegen Bisphenol-Acrylate-Verbindungen.

Patientenbelehrung
Denne Dentalmaterial ist für Patienten mit zahntechnischen Behandlungsbedarf entsprechend der genannten Indikationen unter Beachtung der entsprechenden Anweisungen und Standards und aufgrund der besonderen Situation die Behandlungsrichtung zugunsten des Ungenossenen oder Säuglings sorgfältig gegenüber dem Nutzen der Behandlung abzuwägen.

Sicherheitswarnung
Nur zur Anwendung durch dentalen Fachpersonal.

Klinischer Nutzen
Medizinprodukte von Cave sorgen für die Rehabilitation aller Funktionen der natürlichen Bezahnung (Kauen, Sprechen sowie Ästhetik) und stabilisieren restorative oder prophylaktische Restbearbeitung und/oder den Kieferkranz.

Potentielle Nebenwirkungen
Unempfindlichkeit gegen das Produkt oder seine Bestandteile können im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden. Informieren Sie im Verdacht beim Hersteller zu erfagen.

QUADRANT UNIVERSAL LC Instructions for use

Medical Device – for use by dental health care professionals only.

Intended purpose
Quadrant Universal LC is a light curing, radio-opaque microhybrid composite that is using Microglas® technology. It is indicated for adhesively bonded, both colored restorations (anterior and posterior teeth) including occlusal surfaces. Its radiopacity is equivalent to 2.0–2.5 mm of dentin (anterior = 1 mm, enamel = 2 mm).

Indications
Structural defects, alteration of tooth structure or missing teeth. Dental applications:

• Direct restorations of all cavity classes • Direct composite veneers • Shape corrections of teeth (i.e. diastemas, congenital defects in teeth, etc.) • Splicing of teeth • Restoration of primary teeth • Repairs of porcelain, composite (in combination with an adequate repair-system)

Contraindications
Application to dentine should be no less than 1 mm. Use of this product is contraindicated in case of known or suspected allergic against components of this product. Do not use this product in case of known or suspected allergies against bisphenol-Acrylate-derivatives.

Patient target group
This dental material is suitable for patients requiring dental treatment for the mentioned indications with consideration of the mentioned indications. The use of this product is contraindicated in case of known or suspected allergies against mentioned components of this product. Do not use this product in case of known or suspected allergies against bisphenol-Acrylate-derivatives.

Intended user
For use by dental health care professionals only.

Clinical benefit
Cave medical devices ensure the rehabilitation of oral functions such as chewing, speaking and aesthetics. They stabilize the remaining dentition and/or the avoidable ridge restorativity or prophylactically.

Potential side effects
This product or one of its components may in particular cause cause hypersensitive reactions. If suspected, information on the ingredients can be obtained from the manufacturer.

QUADRANT UNIVERSAL LC Mode d'emploi

Dispositif médical – Réserve à l'usage exclusif des professionnels dentaires.

Usage
Quadrant Universal LC est un composite photopolymérisable microhybride radio-opaque exploitant la technologie Microglas®. Il est indiqué pour les restaurations adhésives, à la couleur de la dent, des dents antérieures et postérieures, y compris leurs surfaces occlusales. Sa radio-opacité est équivalente à 2,0 à 2,5 mm de dentine (anterior = 1 mm, email = 2 mm).

Indications
Anomalies structurales, altération de la structure dentaire ou dents manquantes. Applications dentaires:

• Restauration de toutes les classes de cavités • Facettes en composite dentaire • Corrections de la forme d'une dent • Restauration des diastèmes, défauts congénitaux des dents, etc.) • Atteinte des dents • Restauration de dents de la gencive • Réparations de restaurations en céramique ou en composite (en association avec un système de réparation adhésive)

Contre-indications
Quadrant Universal LC ne doit pas être appliqué sur une dentine inférieure à 1 mm. L'utilisation de ce produit est contre-indiquée en cas d'allergies connues ou présumées aux composants du produit. Ne pas utiliser en cas d'allergies connues ou suspectées aux composés du bisphénol-Acrylate-derivatives.

Cible des patients
Ce matériau dentaire convient aux patients qui nécessitent un traitement dentaire pour les indications mentionnées, en tenant compte de la situation dentaire et/ou qui présentent les besoins de restauration ou prophylactique.

Utilisateur prévu
Ce produit est réservé aux seuls professionnels des professions dentaires.

Bénéfice clinique
Les dispositifs médicaux Cave assurent la réhabilitation des fonctions orales telles que la mastication, la parole et l'esthétique. Ils stabilisent la dentition restante et/ou la cavité évitable, par la restauration ou l'utilisation d'une prothèse.

Effets secondaires potentiels
Ce produit ou l'un de ses composants peut dans certains cas provoquer des réactions allergiques. En cas de doute, des informations plus précises à propos des ingrédients peuvent être obtenues auprès du fabricant.

Composition
Résine de résine de baryum, d'amine, de bore et de silice; BioGlas, Feldspats; TEGOMA, UDMA, diméthacrylate d'urée/HEMA, dioxyde de silicium, polymère, dioxyde de titane, pigments fluorocarbures, pigments d'oxyde d'antimoine, pigments organiques, ester d'acide aminobenzoylé, BHT, camphorène. Quadrant Universal LC contient environ 61 % de résine.

QUADRANT UNIVERSAL LC Instrucciones de uso

Producto sanitario – Solo para el uso por parte de profesionales dentales.

Finalidad de uso
Quadrant Universal LC es un composite fotopolimerizable microhíbrido radio-opaco explotando la tecnología Microglas®. Es indicado per restaurar adhésiv estricta, sia nella regione anterior che posteriore, inclusi el superfici occlusal. La sua radio-opacità è equivalente a 2,0–2,5 mm di alluminio (dente = 1 mm, smalto = 2 mm).

Indicazioni
Defectos estructurales, alteraciones de la estructura dental o dientes faltantes. Aplicaciones odontológicas:

• Restauración de todas las clases de cavidades • Carillas de resina compuesta • Correcciones morfológicas de los dientes (p.ej., diastemas, defectos congénitos de la dentición, etc.) • Perforación de dientes • Restauración de dientes de la genciva • Reparaciones de restauraciones en cerámica o en composite (en combinación con un sistema de reparación adhesiva)

Contraindicaciones
Quadrant Universal LC no se debe utilizar en una dentina (menos de 1 mm). El uso de este producto está contraindicado en caso de alergias conocidas o sospechadas a los componentes de este producto. El producto no debe utilizarse en caso de alergias conocidas o sospechadas a los componentes del metacrilato.

Grupo objetivo de pacientes
Este material dental es adecuado para pacientes que requieren un tratamiento dental para las indicaciones mencionadas, teniendo en cuenta la situación dentaria y/ó que presenten las necesidades de restauración o en periodo de restauración, o profilaxis.

Beneficio clínico
Los dispositivos médicos de Cave garantizan la recuperación de las funciones bucales, como la masticación, el habla y la estética. Estabilizan la dentadura existente o la creta evitable de forma restauradora o profilaxis.

Potenciales efectos secundarios
Este producto o cualquiera de sus elementos pueden, en casos aislados, causar reacciones alérgicas. En caso de duda, puede solicitar información sobre los componentes de fabricación.

QUADRANT UNIVERSAL LC Instrucciones per l'uso

Dispositivo medico – Destinato all'uso solo da parte di personale odontologico specializzato.

Finalità di uso
Quadrant Universal LC è un composito fotopolimerizzabile microibrido radio-opaco, che utilizza la tecnologia Microglas®. È indicato per restauri adesivi estetici, sia nella regione anteriore che posteriore, incluso il superfici occlusali. La sua radio-opacità è equivalente a 2,0–2,5 mm di alluminio (dente = 1 mm, smalto = 2 mm).

Indicazioni
Defetti strutturali, alterazioni della struttura dentale o denti mancanti. Applicazioni odontoiatriche:

• Restauri diretti di cavità di tutte le classi • Facette dirette in composito • Correzioni di forma dei denti (ad es. diastemi, difetti congeniti, ecc.) • Spuntaggio dei denti • Restauri di denti anteriori • Restauri in ceramica • Compositi (utilizzati con un adeguato sistema di adesione)

Contraindicazioni
Applicazione sulla dentina in profondità (meno di 1 mm). L'uso di questo prodotto è controindicato in caso di allergie note o sospette verso i componenti di questo prodotto. Non utilizzare in caso di allergie note o sospette verso i componenti di questo prodotto.

Beneficio clinico
L'applicazione sulla dentina in profondità (meno di 1 mm). L'uso di questo prodotto è controindicato in caso di allergie note o sospette verso i componenti di questo prodotto. Non utilizzare in caso di allergie note o sospette verso i componenti di questo prodotto.

Potenziali effetti collaterali
Questo prodotto o i suoi componenti possono causare reazioni allergiche in determinati casi. In caso di dubbio, rivolgersi al produttore per informazioni sul prodotto.

QUADRANT UNIVERSAL LC Gebruiksaanwijzing

Medisch hulpmiddel – Alleen voor gebruik door dental professionals.

Beoogd gebruik
Quadrant Universal LC is een resina composita fotopolimeriseerd, radioopac en microhybrid die aan te technologie Microglas®. Toepassingsgebied is adhesieve, tandkleurrijke restauraties van anterior en posterieure tanden, inclusief occlusale vlakken. De radioactiefvaste is equivalent aan 2,0–2,5 mm aluminium (dentine = 1 mm, glazuur = 2 mm).

Indicaties
Structurele defecten, veranderingen in de structuur dental of dentele ontbreken. Tandheelkundige toepassingen:

• Directe restauraties van alle caviteitstypen • Directe composietvervullen • Vervormingen van tanden (bijv. diastemata, congenitale afwijkingen, etc.) • Spaltstellen van tanden • Restauratie van het melkgebiet • Reparaties van porcelaan, composit (in combinatie met een geschikt reparatiesysteem)

Contraindicaties
Quadrant Universal LC moet niet worden toegepast op een tand met een diepte van minder dan 1 mm. Het gebruik van dit product is gecontraïndiceerd bij bekende of vermoedelijke allergieën voor bestanddelen van dit product. Niet gebruiken bij bekende of vermoedelijke allergie voor bisphenol-A-afgeleiden.

Bestemde patiëntengroep
Dit materiaal dient te worden toegepast op patiënten die een behandeling van de tanden vereisen die overeenkomen met de vermelde indicaties.

Klinische voordelen
De medische hulpmiddelen van Cave zorgen voor herstel van mondfuncties zoals kauwen, spreken en esthetiek. Zij stabiliseren de resterende dentitie en/of de vaak voorkomende restituties van esthetische verbetering.

Eventuele bijwerkingen
Dit product of bestanddelen ervan kunnen in bepaalde gevallen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Als een dergelijke reactie vermoed wordt, kan informatie over de ingrediënten worden verkregen bij de fabrikant.

QUADRANT UNIVERSAL LC Návod k použití

Zdravotnický prostředek – Pouze pro použití zubními lékaři.

Účel
Quadrant Universal LC je světelně tvrditelný, netenkovánatý mikrofibrilní kompozit, který využívá technologii Microglas®. Je indikován pro adhezní lepení zubní náplasti, zubní náplasti zhotovené z zrcadlové vrstvy včetně okluzálních povrchů. Jeho radioaktivita odpovídá 2,0–2,5 mm zubní dřenině (zubní = 1 mm, sklovina = 2 mm).

Indikace
Strukturální vady, změny zubní struktury nebo chybějící zuby. Zdravotnické aplikace:

• Přímé výplně všech typů kavit – Plnění keramikou zubů • Tvarové korekce zubů, diastemata, vrozené vady zubů, atd. • Odstránění zubů • Obnova primárních zubů • Opravy koroze i keramiky, kompozitů (v kombinaci s adezivním reparačním systémem)

Kontraindikace
Aplikace na dentin v hloubce nižší než 1 mm. Tento výrobek se nesmí používat v případě alergie na některé z jeho složek, pokud existuje riziko alergické reakce. Produkt nesmí být používán u osob s alergickými reakcemi na bisfenol-A-deriváty.

Účelové skupiny pacientů
Tento materiál slouží k adheznímu lepení zubní náplasti, která vyžaduje léčbu podle indikací uvedených v tomto návodu k použití.

Klinický benefit
Zdravotnické prostředky společnosti Cave zajišťují rehabilitaci orálních funkcí jako je žvýkání i řeč a také funkce estetickou. Pomocí rekonstrukce zubní struktury stabilizují zbytkovou dentituru a/nebo zajišťují adezivní výplně.

Možné nežádoucí účinky
Tento výrobek nebo některá z jeho složek mohou vyvolat alergickou reakci. V případě podezření na alergickou reakci lze informace o složkách získat přímo od výrobce.

Застосування

Барієм-алюмінієво-фтор-силікатне; BioGlas, Feldspat; TEGOMA, UDMA, силіконовий діоксид; Полімер; Тіандіол; фтор-іонізуючі барійфториди; метакрилатові мономери; органічні пігменти; Амінобензойні солі; BHT, камфорен. Квадрант Універсаль LC складає приблизно 61% з смоли.

Цей матеріал призначений для використання зубними фахівцями. Квадрант Універсаль LC призначений для адгезивної фіксації зубних накладок, зубних накладок з дзеркальною поверхнею, включаючи оклюзальні поверхні. Його радіоактивність еквівалентна 2,0–2,5 мм (дентин = 1 мм, емаль = 2 мм).

Показання
Структурні дефекти, зміни будови зуба або відсутність зубів. Застосування:

• Прямі реставрації всіх класів кариєс • Прямі композитні вкладки • Естетичні корекції (наприклад, діастем, вроджені вади зубів, тощо) • Відновлення первинних зубів • Ремонт коронки і кераміки, композитів (у поєднанні з адгезивним репаративним системою)

Протипоказання
Застосування цього матеріалу на дентині глибиною менше ніж 1 мм. Використання цього матеріалу є протипоказаним у разі алергічних реакцій на будь-які компоненти цього матеріалу. Не використовувати цей матеріал у разі алергічних реакцій на бісфенол-А-похідні.

Цільова група пацієнтів
Цей матеріал призначений для пацієнтів, яким потрібен стоматологічний лікування відповідно до вказаних показань.

Клінічна користь
Медичні пристрої Cave забезпечують реабілітацію всіх функцій рота, таких як жування, мовлення та естетика. Вони стабілізують залишкову дентину та/або уникливі реставрації або профілактично.

Можливі побічні ефекти
Цей продукт або один з його компонентів може викликати алергічні реакції. Якщо є підозра, інформація про інгредієнти можна отримати у виробника.

Compositum

Barium Aluminium Boro Fluor Silicate Glas; BioGlas; Feldspat; TEGOMA, UDMA, Silicone Dioxide; Polymer; Titanium Dioxide; Fluorescent Pigments; Metalla Oxide Pigments; Organic Pigments; Aminobenzoatesolventes; BHT; Camphorone. Quadrant Universal LC contains approximately 61% filler by volume.

This material is intended for use by dental professionals. Quadrant Universal LC is intended for adhesive bonding of dental veneers, dental veneers with mirror-finish surfaces, including occlusal surfaces. Its radiopacity is equivalent to 2.0–2.5 mm of dentin (anterior = 1 mm, enamel = 2 mm).

Indications
Structural defects, alteration of tooth structure or missing teeth. Dental applications:

• Direct restorations of all cavity classes • Direct composite veneers • Shape corrections of teeth (i.e. diastemas, congenital defects in teeth, etc.) • Splicing of teeth • Restoration of primary teeth • Repairs of porcelain, composite (in combination with an adequate repair-system)

Contraindications
Application to dentine should be no less than 1 mm. Use of this product is contraindicated in case of known or suspected allergies against components of this product. Do not use this product in case of known or suspected allergies against bisphenol-A-derivatives.

Patient target group
This dental material is suitable for patients requiring dental treatment for the mentioned indications with consideration of the mentioned indications. The use of this product is contraindicated in case of known or suspected allergies against mentioned components of this product. Do not use this product in case of known or suspected allergies against bisphenol-A-derivatives.

Intended user
For use by dental health care professionals only.

Clinical benefit
Cave medical devices ensure the rehabilitation of oral functions such as chewing, speaking and aesthetics. They stabilize the remaining dentition and/or the avoidable ridge restorativity or prophylactically.

Potential side effects
This product or one of its components may in particular cause cause hypersensitive reactions. If suspected, information on the ingredients can be obtained from the manufacturer.

Indications
Structural defects, alteration of tooth structure or missing teeth. Dental applications:

• Direct restorations of all cavity classes • Direct composite veneers • Shape corrections of teeth (i.e. diastemas, congenital defects in teeth, etc.) • Splicing of teeth • Restoration of primary teeth • Repairs of porcelain, composite (in combination with an adequate repair-system)

Contraindications
Application to dentine should be no less than 1 mm. Use of this product is contraindicated in case of known or suspected allergies against components of this product. Do not use this product in case of known or suspected allergies against bisphenol-A-derivatives.

Patient target group
This dental material is suitable for patients requiring dental treatment for the mentioned indications with consideration of the mentioned indications. The use of this product is contraindicated in case of known or suspected allergies against mentioned components of this product. Do not use this product in case of known or suspected allergies against bisphenol-A-derivatives.

Intended user
For use by dental health care professionals only.

Clinical benefit
Cave medical devices ensure the rehabilitation of oral functions such as chewing, speaking and aesthetics. They stabilize the remaining dentition and/or the avoidable ridge restorativity or prophylactically.

Potential side effects
This product or one of its components may in particular cause cause hypersensitive reactions. If suspected, information on the ingredients can be obtained from the manufacturer.

QUADRANT UNIVERSAL LC Mode d'emploi

Dispositif médical – Réserve à l'usage exclusif des professionnels dentaires.

Usage
Quadrant Universal LC est un composite photopolymérisable microhybride radio-opaque exploitant la technologie Microglas®. Il est indiqué pour les restaurations adhésives, à la couleur de la dent, des dents antérieures et postérieures, y compris leurs surfaces occlusales. Sa radio-opacité est équivalente à 2,0 à 2,5 mm de dentine (anterior = 1 mm, email = 2 mm).

Indications
Anomalies structurales, altération de la structure dentaire ou dents manquantes. Applications dentaires:

• Restauration de toutes les classes de cavités • Facettes en composite dentaire • Corrections de la forme d'une dent • Restauration des diastèmes, défauts congénitaux des dents, etc.) • Atteinte des dents • Restauration de dents de la gencive • Réparations de restaurations en céramique ou en composite (en association avec un système de réparation adhésive)

Contre-indications
Quadrant Universal LC ne doit pas être appliqué sur une dentine inférieure à 1 mm. L'utilisation de ce produit est contre-indiquée en cas d'allergies connues ou présumées aux composants du produit. Ne pas utiliser en cas d'allergies connues ou suspectées aux composés du bisphénol-A-derivatives.

Cible des patients
Ce matériau dentaire convient aux patients qui nécessitent un traitement dentaire pour les indications mentionnées, en tenant compte de la situation dentaire et/ou qui présentent les besoins de restauration ou prophylactique.

Utilisateur prévu
Ce produit est réservé aux seuls professionnels des professions dentaires.

Bénéfice clinique
Les dispositifs médicaux Cave assurent la réhabilitation des fonctions orales telles que la mastication, la parole et l'esthétique. Ils stabilisent la dentition restante et/ou la cavité évitable, par la restauration ou l'utilisation d'une prothèse.

Effets secondaires potentiels
Ce produit ou l'un de ses composants peut dans certains cas provoquer des réactions allergiques. En cas de doute, des informations plus précises à propos des ingrédients peuvent être obtenues auprès du fabricant.

Composition
Résine de résine de baryum, d'amine, de bore et de silice; BioGlas, Feldspats; TEGOMA, UDMA, diméthacrylate d'urée/HEMA, dioxyde de silicium, polymère, dioxyde de titane, pigments fluorocarbures, pigments d'oxyde d'antimoine, pigments organiques, ester d'acide aminobenzoylé, BHT, camphorène. Quadrant Universal LC contient environ 61 % de résine.

QUADRANT UNIVERSAL LC Instrucciones de uso

Producto sanitario – Solo para el uso por parte de profesionales dentales.

Finalidad de uso
Quadrant Universal LC es un composite fotopolimerizable microhíbrido radio-opaco explotando la tecnología Microglas®. Es indicado per restaurar adhésiv estricta, sia nella regione anterior che posteriore, inclusi el superfici occlusal. La sua radio-opacità è equivalente a 2,0–2,5 mm di alluminio (dente = 1 mm, smalto = 2 mm).

Indicazioni
Defectos estructurales, alteraciones de la estructura dental o dientes faltantes. Aplicaciones odontológicas:

• Restauración de todas las clases de cavidades • Carillas de resina compuesta • Correcciones morfológicas de los dientes (p.ej., diastemas, defectos congénitos de la dentición, etc.) • Perforación de dientes • Restauración de dientes de la genciva • Reparaciones de restauraciones en cerámica o en composite (en combinación con un sistema de reparación adhesiva)

Contraindicaciones
Quadrant Universal LC no se debe utilizar en una dentina (menos de 1 mm). El uso de este producto está contraindicado en caso de alergias conocidas o sospechadas a los componentes de este producto. El producto no debe utilizarse en caso de alergias conocidas o sospechadas a los componentes del metacrilato.

Grupo objetivo de pacientes
Este material dental es adecuado para pacientes que requieren un tratamiento dental para las indicaciones mencionadas, teniendo en cuenta la situación dentaria y/ó que presenten las necesidades de restauración o en periodo de restauración, o profilaxis.

Beneficio clínico
Los dispositivos médicos de Cave garantizan la recuperación de las funciones bucales, como la masticación, el habla y la estética. Estabilizan la dentadura existente o la creta evitable de forma restauradora o profilaxis.

Potenciales efectos secundarios
Este producto o cualquiera de sus elementos pueden, en casos aislados, causar reacciones alérgicas. En caso de duda, puede solicitar información sobre los componentes de fabricación.

QUADRANT UNIVERSAL LC Instrucciones per l'uso

Dispositivo medico – Destinato all'uso solo da parte di personale odontologico specializzato.

Finalità di uso
Quadrant Universal LC è un composito fotopolimerizzabile microibrido radio-opaco, che utilizza la tecnologia Microglas®. È indicato per restauri adesivi estetici, sia nella regione anteriore che posteriore, incluso il superfici occlusali. La sua radio-opacità è equivalente a 2,0–2,5 mm di alluminio (dente = 1 mm, smalto = 2 mm).

Indicazioni
Defetti strutturali, alterazioni della struttura dentale o denti mancanti. Applicazioni odontoiatriche:

• Restauri diretti di cavità di tutte le classi • Facette dirette in composito • Correzioni di forma dei denti (ad es. diastemi, difetti congeniti, ecc.) • Spuntaggio dei denti • Restauri di denti anteriori • Restauri in ceramica • Compositi (utilizzati con un adeguato sistema di adesione)

Contraindicazioni
Applicazione sulla dentina in profondità (meno di 1 mm). L'uso di questo prodotto è controindicato in caso di allergie note o sospette verso i componenti di questo prodotto. Non utilizzare in caso di allergie note o sospette verso i componenti di questo prodotto.

Beneficio clinico
L'applicazione sulla dentina in profondità (meno di 1 mm). L'uso di questo prodotto è controindicato in caso di allergie note o sospette verso i componenti di questo prodotto. Non utilizzare in caso di allergie note o sospette verso i componenti di questo prodotto.

Potenziali effetti collaterali
Questo prodotto o i suoi componenti possono causare reazioni allergiche in determinati casi. In caso di dubbio, rivolgersi al produttore per informazioni sul prodotto.

QUADRANT UNIVERSAL LC Gebruiksaanwijzing

Medisch hulpmiddel – Alleen voor gebruik door dental professionals.

Beoogd gebruik
Quadrant Universal LC is een resina composita fotopolimeriseerd, radioopac en microhybrid die aan te technologie Microglas®. Toepassingsgebied is adhesieve, tandkleurrijke restauraties van anterior en posterieure tanden, inclusief occlusale vlakken. De radioactiefvaste is equivalent aan 2,0–2,5 mm aluminium (dentine = 1 mm, glazuur = 2 mm).

Indicaties
Structurele defecten, veranderingen in de structuur dental of dentele ontbreken. Tandheelkundige toepassingen:

• Directe restauraties van alle caviteitstypen • Directe composietvervullen • Vervormingen van tanden (bijv. diastemata, congenitale afwijkingen, etc.) • Spaltstellen van tanden • Restauratie van het melkgebiet • Reparaties van porcelaan, composit (in combinatie met een geschikt reparatiesysteem)

Contraindicaties
Quadrant Universal LC moet niet worden toegepast op een tand met een diepte van minder dan 1 mm. Het gebruik van dit product is gecontraïndiceerd bij bekende of vermoedelijke allergieën voor bestanddelen van dit product. Niet gebruiken bij bekende of vermoedelijke allergie voor bisphenol-A-afgeleiden.

Bestemde patiëntengroep
Dit materiaal dient te worden toegepast op patiënten die een behandeling van de tanden vereisen die overeenkomen met de vermelde indicaties.

Klinische voordelen
De medische hulpmiddelen van Cave zorgen voor herstel van mondfuncties zoals kauwen, spreken en esthetiek. Zij stabiliseren de resterende dentitie en/of de vaak voorkomende restituties van esthetische verbetering.

