

BIZTONSÁGI ADATLAP

Quadrant Posterior Dense

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása

Az anyag vagy készítmény azonosítása

Terméknév : Quadrant Posterior Dense

Az anyag/készítmény felhasználása : Fogázati tömőanyag.

A vállalat/vállalkozás azonosítása

Gyártó : Cavex Holland
Harmenjansweg 19
PO Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 7700 E-Mail : dental@cavex.nl
F +31 23 535 6482 Website : www.cavex.nl

Telefonszám vészhelyzet esetére : Segítségért hívja a Méregfelügyeleti központot.

Termék típus : Szilárd.Pasztta.

2. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

Anyag/készítmény : KészítményMetakrilát-bázisú alapanyag előkészítés.

3. A veszély azonosítása

Besorolás : A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

Fizikai/kémiai veszélyek : Semmi.

Emberi egészségi veszélyek : Hosszabb expozíció esetén szenzibilizációs hatással járhat.

Környezeti veszélyek : Semmi.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

4. Elsősegély és intézkedések

Elsősegély és intézkedések

Lenyelés : Amennyiben émelygés lép fel, forduljon orvoshoz.

Bőrrel érintkezés : Nem irritáló hatású a bőrre. Az elszennyeződött bőrfelületet szappannal és vízzel mossuk le.

Szembe jutás : Érintkezés esetén azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percig. Irritáció esetén kapjon orvosi ellátást.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzoltásra használható anyagok

Megfelelő : Használjon az anyagok körülfogására alkalmas tűzoltóanyagokat.

Nem megfelelő : Nem alkalmazhat

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén

Egyéni óvintézkedések : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Környezetvédelmi óvrendszabályok : Speciális intézkedések nem szükségesek.

Kismértékű kifreccsenés : Kisebb mennyiség fény segítségével megköt, s így a háztartási szeméttel együtt kidobhatja

7. Kezelés és tárolás

- Kezelés** : Kerülje a bőrrel való hosszan tartó vagy ismételt érintkezést.
Tárolás : Nem szükséges speciális tárolás.
Csomagolóanyagok
Javasolt : Használja az eredeti tárolóedényt.

8. Az expozíció ellenőrzése - egyéni védelem

Expozíciós határértékek

Hatóanyag neve Munkahelyi expozíciós határértékek

Az expozíció ellenőrzése

- Foglalkozási expozíció ellenőrzése** : A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
Légzésvédelem : Nem szükséges speciális védelem.
Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Szemvédelem : Védőszemüveg.
Bőrvédelem : Laborköpeny.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános információk

Megjelenés

- Fizikai állapot** : Szilárd. (Paszta.)
Szín : Fehértől sárgáig.
Szag : Szagtalan.
Forráspont : Nincs meghatározva.
Lobbanáspont : > 130°C
Gőznyomás : 40 hPa
Relatív sűrűség : 1,74
Oktanol/víz megoszlási hányados : Nincs meghatározva.
Gőzsűrűség : Nincs meghatározva.

10. Stabilitás és reakciókészség

- Stabilitás** : A termék stabil.
Kerülendő körülmények : Normál tárolási és használati körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.
Veszélyes bomlástermékek : Semmi.

11. Toxikológiai információk

Lehetséges akut egészségi hatások

- Bőrrel érintkezés** : Nem irritáló hatású a bőrre. Hosszabb expozíció esetén szenzibilizációs hatással járhat.
Szembe jutás : Nem irritálja a szemet.
Akut toxicitás
Következtetés / Összefoglaló : A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

12. Ökológiai információ

- Környezeti hatások** : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. Ne szennyezze a vizet a berendezés tisztításával vagy a hulladék eltávolításával.

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz

- Hulladékelhelyezési módszerek** : Kisebb mennyiség fény segítségével megköt, s így a háztartási szeméttel együtt kidobhatja. Nagyobb mennyiséget a helyi eloirásoknak megfelelően kezeljen különleges hulladékként.
- Európai Hulladékkatalógus (EHK)** : 18 01 07 chemicals other than those mentioned in 18 01 06.
- Veszélyes Hulladék** : .Nem alkalmazhat.

14. A szállításra vonatkozó információ

Nemzetközi szállítási előírások

A szabályozásra vonatkozó információ	UN - szám	Helyes szállítási név	Osztályok	PG*	Címke	További információk
ADR/RID-osztály	Nem szabályozott.	-		Nem alkalmazhat.		Nem áll rendelkezésre.
ADNR osztály	Nem szabályozott.	-		Nem alkalmazhat.		Nem áll rendelkezésre.
IMDG osztály	Nem szabályozott.	-		Nem alkalmazhat.		Nem áll rendelkezésre.
IATA osztály	Nem szabályozott.	-		Nem alkalmazhat.		Nem áll rendelkezésre.

PG* : Csomagolási csoport

15. A szabályozásra vonatkozó információ

EU előírások

A besorolás és címkézés a 67/548/EGK és az 1999/45/EK Irányelvek alapján (beleértve a módosításokat) lettek meghatározva, és tekintetbe veszik a termék rendeltetését.

- Kockázati R mondatok** : Ez a termék az EU törvénykezés szerint nincs besorolva.
- Biztonsági S mondatok** : Kerülje a bőrrel való hosszan tartó vagy ismételt érintkezést.
- Tartalmaz** : Methacrylate monomers
- A termék használata** : Fogászati tömőanyag.

16. Egyéb információ

Előzmény

- A nyomtatás időpontja** : 23-1-2008.
- Kiadási időpont** : 23-1-2008.
- Változat** : 2.2

Figyelmeztetés az olvasó számára

Legjobb tudomásunk szerint az itt megadott tájékoztatás pontos. Azonban sem a fent nevezett szállító, sem annak leányvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget a megadott tájékoztatás pontosságáért vagy teljességéért. Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége. Valamennyi anyag ismeretlen veszélyt jelenthet, ezért óvatosan kell alkalmazni. Bár itt feltüntettünk bizonyos veszélyeket, azt azonban nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyek állnak fenn.