

Quadrant Posterior Dense

**1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming**Identificatie van de stof of het preparaat

**Productnaam** : Quadrant Posterior Dense  
**Gebruik van de stof of het preparaat** : Tandheelkundig vulmateriaal

Identificatie van de onderneming

**Fabrikant** : Cavex Holland  
 Harmenjansweg 19  
 PO Box 852  
 2003 RW Haarlem  
 The Netherlands

T +31 23 530 7700 E-Mail : dental@cavex.nl  
 F +31 23 535 6482 Website : www.cavex.nl

**Telefoonnummer voor noodgevallen** : Tijdens kantooruren: +31 (23) 530 77 00  
 Buiten kantooruren : +31 (30) 274 88 88 (Vergiftigingen informatiecentrum; uitsluitend voor een behandelend arts in geval van vergiftigingen)

**Aard van het product** : Vaste stof.Pasta.

**2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen**

**Stof/preparaat** : PreparaatComposiet op basis van methacrylaten.

**3. Identificatie van de gevaren**

**Classificatie** : Het product is niet geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen.

**Fysisch/chemische gevaren** : Geen.

**Risico's voor de gezondheid** : Bij herhaald en langdurig huidcontact is het optreden van overgevoeligheid niet uitgesloten.

**Milieurisico's** : Geen.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

**4. Eerste-hulp-maatregelen**Eerste-hulp-maatregelen

**Inslikken** : Braken opwekken en zonodig hulp van een deskundige inroepen.

**Huidcontact** : Niet irriterend voor de huid. Was verontreinigde huid met zeep en water.

**Oogcontact** : In geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen met ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

**5. Brandbestrijdingsmaatregelen**Blusmiddelen

**Te gebruiken** : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende materialen.

**Niet te gebruiken** : Niet van toepassing

**6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Draag geschikte handschoenen.

**Milieuvoorzorgsmaatregelen** : Er zijn geen speciale maatregelen vereist.

**Gering morsen** : Kleine hoeveelheden kunnen met licht worden uitgehard en met het huisvuil meegegeven worden.

**Datum van uitgave** : 23-1-2008.

1/3

## 7. Hanteren en opslag

**Hantering** : Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid.

**Opslag** : Bijzondere opslag is niet vereist.

### Verpakkingsmaterialen

**Aanbevolen** : Gebruik de oorspronkelijke verpakking.

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

### Grenswaarden voor blootstelling

#### Naam bestanddeel

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten

### Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Beheersing van beroepsmatige blootstelling** : Bij gebruik van het product worden geen arbeidskundige grenswaarden overschreden.

**Bescherming van de ademhalingswegen** : Er is geen speciale bescherming nodig.

**Bescherming van de handen** : Draag geschikte handschoenen.

**Bescherming van de ogen** : Veiligheidsbril.

**Bescherming van de huid** : Laboratoriumjas.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

### Algemene informatie

#### Voorkomen

**Fysische toestand** : Vaste stof. (Pasta.)

**Kleur** : Wit tot geelachtig.

**Geur** : Geurloos.

**Kookpunt** : Niet bepaald.

**Vlampunt** : > 130°C

**Dampspanning** : 40 hPa

**Relatieve dichtheid** : 1,74

**Octanol/water verdelingscoëfficiënt** : Niet bepaald.

**Dampdichtheid** : Niet bepaald.

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

**Stabiliteit** : Het product is stabiel.

**Te vermijden omstandigheden** : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

**Gevaarlijke ontledingsproducten** : Geen.

## 11. Toxicologische informatie

### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

**Huidcontact** : Niet irriterend voor de huid. Bij herhaald en langdurig huidcontact is het optreden van overgevoeligheid niet uitgesloten.

**Oogcontact** : Niet irriterend voor de ogen.

### Acute toxiciteit

**Conclusie/Samenvatting** : Het product is niet geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen.

## 12. Milieu-informatie

**Milieueffecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Verontreinig het water niet door apparatuur schoon te maken of afval te verwijderen.

## 13. Instructies voor verwijdering

**Verwijderingsmethoden** : Kleine hoeveelheden kunnen met licht uitgehard, en met het huisvuil meegegeven worden. Grotere hoeveelheden dienen volgens de geldende voorschriften t.a.v. chemische afval te worden behandeld.

**Europese Afvalcatalogus (EAK)** : 18 01 07 niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën

**Gevaarlijke Afvalstoffen** : .Niet van toepassing.

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

### Internationale transportregelgeving

Wettelijk verplichte informatie	UN-nummer	Vervoersnaam	Klassen	PG*	Etiket	Extra informatie
<b>ADR/RID-klasse</b>	Niet gereguleerd.	-		Niet van toepassing.		Niet beschikbaar.
<b>ADNR-klasse</b>	Niet gereguleerd.	-		Niet van toepassing.		Niet beschikbaar.
<b>IMDG-klasse</b>	Niet gereguleerd.	-		Niet van toepassing.		Niet beschikbaar.
<b>IATA klasse</b>	Niet gereguleerd.	-		Niet van toepassing.		Niet beschikbaar.

PG\* : Verpakkingsgroep

## 15. Wettelijk verplichte informatie

### EU-regelgeving

Voor de classificatie en etikettering zijn de EU-richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG (inclusief amendementen) gevolgd, waarbij rekening is gehouden met het beoogd gebruik van het product.

**Waarschuwingzinnen** : Dit product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de EU-regelgeving.

**Veiligheidsaanbevelingen** : Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid.

**Bevat** : Methacrylate monomeren

**Productgebruik** : Tandheelkundig vulmateriaal

## 16. Overige informatie

### Historie

**Gedrukt op** : 23-1-2008.

**Datum van uitgave** : 23-1-2008.

**Versie** : 2.2

### Kennisgeving aan de lezer

*Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.*