



## Quadrant Flow

### 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojaan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

#### Kemikaalin tunnistustiedot

**Kauppanimi** : Quadrant Flow  
**Kemikaalin käyttötarkoitus** : Hampaiden täyteaine.

#### Valmistajan, maahantuojaan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

**Valmistaja** : Cavex Holland  
Harmenjansweg 19  
PO Box 852  
2003 RW Haarlem  
The Netherlands

T +31 23 530 7700 E-Mail : dental@cavex.nl  
F +31 23 535 6482 Website : www.cavex.nl

**Hätänumero** : Soita paikalliseen myrkytystietokeskukseen avun saamiseksi.

### 2. Koostumus ja tiedot aineosista

**Aine/valmiste** : Valmistus

Myyjän nykyisten tietojen mukaan tämä tuote ei sisällä sellaisia määriä vaarallisia aineita, että ne EU:n tai kansallisten määräysten perusteella tulisi ilmoittaa tässä kohdassa.

### 3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus

**Luokitus** : Ei luokiteltu.

**Fysikaaliset ja kemialliset vaarat** : Ei mitään.

**Terveysvaarat ihmiselle** : Ei yhtään.

**Muita terveysvaikutuksia** : Ei yhtään.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

### 4. Ensiapuohjeet

#### Ensiapuohjeet

**Ihokosketus** : Erytistoimia ei vaadita.

**Roiskeet silmiin** : Huuhtele runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, nosta vasenta ja oikeaa silmäluomea välillä.

**Tietoja lääkärille** : Ei lisähuomautuksia.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

### 5. Ohjeet tulipalon varalta

**Sammutusaineet** : Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröiville tulipaloille.

**Altistumisvaarat tulipalossa** : Ei sovelleta.

**Palossa muodostuvia hajoamistuotteita** : Ei sovelleta

**Erietyiset palomiesten suojavarusteet** : Eriyissuojausta ei tarvita.

**Huomautus** : Ei lisähuomautuksia.

### 6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta

**Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi** : Erytistoimia ei vaadita.

**Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä ja puhdistusohjeet** : Erytistoimia ei vaadita.  
Imeytä nestettä sitovaan materiaaliin (hiekkä, piimaa, yleiset sidosaineet jne.) tai käytä vuotopakkausta.

**Huomautus:** Kohdassa 8 on tietoja henkilökohtaisista suojaamista ja kohdassa 13 on tietoja jätteen hävittämisestä.

## 7. Käsittely ja varastointi

<b>Käsittely</b>	: Erityistoimia ei vaadita.
<b>Varastointi</b>	: Erityisvarastointia ei tarvita.
<b>Pakkausmateriaalit</b>	
<b>Suitable</b>	: Käytä alkuperaista pakkausta.
<b>Erityiset käyttötavat</b>	: Ei sovelleta.

## 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

**Altistuksen raja-arvot** : Ei yhtään.

**Exposure controls**

## 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### Yleiset tiedot

#### Ulkonäkö

<b>Olomuoto</b>	: Kiinteä. (paste)
<b>Väri</b>	: Valkoisesta kellertävään. Tuotennimekkeen mukainen.
<b>Haju</b>	: Hajuton.

### Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

<b>pH</b>	: Ei sovelleta.
<b>Kiehumispiste</b>	: Ei määritetty.
<b>Sulamispiste</b>	: Ei määritetty.
<b>Leimahduspiste</b>	: Suljettu kuppi: >100°C (212°F).
<b>Syttyvyys</b>	: Luonteeltaan syttyvää avotuli ja kipinät
<b>Suhteellinen tiheys</b>	: Ei määritetty.
<b>Liukoisuus</b>	: Ei liukene mihin: kylmä vesi.

### Muut tiedot

## 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

<b>Stabiilisuus</b>	: Tuote on stabiili.
<b>Vältettävät olosuhteet</b>	: Ei lisähuomautuksia.
<b>Vaaralliset hajoamistuotteet</b>	: Ei sovelleta

## 11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

### Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

<b>Hengitys</b>	: Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai kriittisiä vaaroja.
<b>Nieleminen</b>	: Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai kriittisiä vaaroja.
<b>Ihokosketus</b>	: Ei-ärsyttävä (EU).
<b>Roiskeet silmiin</b>	: Silmiä ärsyttämätön.

## 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

**Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot** : Käytännössä myrkytön vesieliöille.

## 13. Jätteiden käsittely

**Hävitysmenetelmät** : Pienet määrät voidaan kovettaa valolla ja hävittää talousjätteenä.

**Ongelmajäte** : Kyllä.

## 14. Kuljetustiedot

**Kansainväliset kuljetusmääräykset**

## Quadrant Flow

Kemikaaleja koskevat määräykset	YK - numero	Oikea tekninen nimi	Luokka	Pakkausryhmä	Varoituslipuke	Lisätietoja
ADR/RID-luokka	Ei määräyksiä.	-	-	-		-
ADNR-luokka	Ei määräyksiä.	-	-	-		-
IMDG-luokka	Ei määräyksiä.	-	-	-		-
ICAO/IATA-luokka	Ei määräyksiä.	-	-	-		-

## 15. Kemikaaleja koskevat määräykset

### EU-määräykset

- Risk phrases** : Tätä tuotetta ei ole luokiteltu EU-lainsäädännön mukaan.  
**Tuotteen käyttö** : Hampaiden täyteaine.  
**Muita varoituslausekkeita** : Ei yhtään.  
**EU:n tilastoluokitus (tariffikoodi)** : 32089091

### Kansalliset määräykset

## 16. Muut tiedot

### Julkaisutiedot

- Painopäivä** : 7-6-2005.  
**Julkaisupäivä** : 7-6-2005.  
**Edellinen päiväys** : Ei tarkastettu aikaisemmin.  
**Versio** : 1  
**Tiedotteen laatija** :

### Huomautus lukijalle

*Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja. Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tässä olevien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Lopullinen päätös kunkin aineen sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla.*

*Kaikkiin aineisiin saattaa liittyä tuntemattomia vaaroja ja niitä on sen vuoksi käytettävä varoen. Vaikka näissä ohjeissa on kuvattu tiettyjä vaaratekijöitä, emme voi taata, että ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijät.*

Versio

1

Sivu: 3/3