



## Quadrant Flow

### 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

#### Identificatie van de stof of het preparaat

**Productnaam** : **Quadrant Flow**  
**Gebruik van de stof of het preparaat** : Tandheelkundig vulmateriaal

#### Identificatie van de vennootschap/onderneming

**Fabrikant** : Cavex Holland  
Harmenjansweg 19  
PO Box 852  
2003 RW Haarlem  
The Netherlands

T +31 23 530 7700 E-Mail : dental@cavex.nl  
F +31 23 535 6482 Website : www.cavex.nl

**Telefoonnummer voor noodgevallen** : Tijdens kantooruren: +31 (23) 530 77 00  
Buiten kantooruren : +31 (30) 274 88 88 (Vergiftigingen informatiecentrum; uitsluitend voor een behandelend arts in geval van vergiftigingen)

### 2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

**Stof/preparaat** : Preparaat

Voor zover momenteel bekend bij de leverancier bevat dit product volgens EU- of nationale bepalingen geen gevaarlijke ingrediënten in hoeveelheden waarvan in deze rubriek melding moet worden gemaakt.

### 3. Risico's

**Classificatie** : Niet geclassificeerd.  
**Fysisch/chemische gevaren** : Geen.  
**Risico's voor de gezondheid** : Geen.  
**Andere gevaren** : Geen.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 4. Eerste-hulp-maatregelen

#### Eerste-hulp-maatregelen

**Huidcontact** : Er zijn geen speciale maatregelen vereist.  
**Oogcontact** : Spoel gedurende tenminste 15 minuten met veel water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht.  
**Opmerkingen voor arts** : Geen aanvullende opmerking.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

**Blusmiddelen** : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.  
**Speciale blootstellingsrisico's** : Niet van toepassing.

**Gevaarlijke thermische ontledingsproducten** : Niet van toepassing  
**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Er is geen speciale bescherming nodig.  
**Opmerking** : Geen aanvullende opmerking.

### 6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Er zijn geen speciale maatregelen vereist.  
**Milieuvoorzorgsmaatregelen en -schoonmaakmethoden** : Er zijn geen speciale maatregelen vereist.  
Absorbeer met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomiet, universele bindmiddelen), of gebruik een set voor morsen.

**Opmerking:** Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering.

## 7. Hanteren en opslag

- Hantering** : Er zijn geen speciale maatregelen vereist.  
**Opslag** : Bijzondere opslag is niet vereist.  
**Verpakkingsmaterialen**  
**Suitable** : Gebruik de oorspronkelijke verpakking.  
**Specifiek gebruik** : Niet van toepassing.

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

**Grenswaarden voor blootstelling** : Geen.

**Exposure controls**

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

**Algemene informatie**

**Voorkomen**

- Fysische toestand** : Vaste stof. (paste)  
**Kleur** : Wit tot geelachtig. Volgens productspecificatie.  
**Geur** : Geurloos.

**Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu**

- pH** : Niet van toepassing.  
**Kookpunt** : Niet bepaald.  
**Smeltpunt** : Niet bepaald.  
**Vlampunt** : Gesloten kroes: >100°C (212°F).  
**Ontvlambaarheid (vast, gas)** : Ontvlambaar in aanwezigheid van open vuur en vonken  
**Relatieve dichtheid** : Niet bepaald.  
**Oplosbaarheid** : Onoplosbaar in koud water.

**Overige informatie**

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

- Stabiliteit** : Het product is stabiel.  
**Te vermijden omstandigheden** : Geen aanvullende opmerking.  
**Gevaarlijke ontledingsproducten** : Niet van toepassing

## 11. Toxicologische informatie

**Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid**

- Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Inslikken** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Huidcontact** : Niet irriterend (EU).  
**Oogcontact** : Niet irriterend voor de ogen.

## 12. Ecologische informatie

**Andere schadelijke effecten** : Vrijwel niet giftig voor waterorganismen.

## 13. Instructies voor verwijdering

- Verwijderingsmethoden** : Kleine hoeveelheden kunnen met licht worden uitgehard en met het huisvuil meegegeven worden.  
**Gevaarlijke Afvalstoffen** : Ja.

**14. Informatie met betrekking tot het vervoer****Internationale transportregelgeving**

Wettelijk verplichte informatie	VN-nummer	Vervoersnaam	Klasse	Verpakkingsgroep	Etiket	Extra informatie
ADR/RID-klasse	Niet gereguleerd.	-	-	-		-
ADNR-klasse	Niet gereguleerd.	-	-	-		-
IMDG-klasse	Niet gereguleerd.	-	-	-		-
IATA-DGR-klasse	Niet gereguleerd.	-	-	-		-

**15. Wettelijk verplichte informatie****EU-regelgeving**

- Risk phrases** : Dit product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de EU-regelgeving.  
**Productgebruik** : Tandheelkundig vulmateriaal  
**Aanvullende waarschuwingszinnen** : Geen.  
**Statistische classificatie van EG (goederencode)** : 32089091

**Nationale regelgeving****16. Overige informatie****Historiek**

- Gedrukt op** : 7-6-2005.  
**Datum van uitgave** : 7-6-2005.  
**Datum vorige uitgave** : Geen vorige validatie.  
**Versie** : 1  
**Samengesteld door** :

**Kennisgeving aan de lezer**

*Naar ons beste weten is de hierin besloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in deze handleiding worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.*