

## Quadrant Flow

### 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

#### Namnet på ämnet eller beredningen

**Produktnamn** : **Quadrant Flow**  
**Användning av ämnet eller beredningen** : Dentalt fyllmaterial

#### Namnet på bolaget/företaget

**Tillverkare** : Cavex Holland  
Harmenjansweg 19  
PO Box 852  
2003 RW Haarlem  
The Netherlands

T +31 23 530 7700      E-Mail : dental@cavex.nl  
F +31 23 535 6482      Website : www.cavex.nl

**Telefonnummer för nödsituationer** : Ring lokal giftcentral för assistans.

### 2. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar

**Ämne/beredning** : Beredning

Enligt den kunskap som leverantören har idag innehåller produkten inte några farliga beståndsdelar i sådana mängder som kräver rapportering i detta avsnitt, enligt EU eller nationella föreskrifter.

### 3. Farliga egenskaper

**Klassificering** : Inte klassificerat.  
**Fysikaliska/kemiska faror** : Inga.  
**Hälsofara** : Inga.  
**Ytterligare risker** : Inga.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 4. Första hjälpen

#### Första hjälpen

**Kontakt med huden** : Inga speciella åtgärder krävs.  
**Kontakt med ögonen** : Spola rikligt med vatten i 15 minuter och lyft emellanåt det övre och undre ögonlocket.  
**Anmärkning till läkare** : Ingen ytterligare kommentar.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 5. Brandbekämpningsåtgärder

**Släckmedel** : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.

**Särskilda risker vid exponering** : Ej tillämbart.

**Farliga termiska omvandlingsprodukter** : Ej tillämbart

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Inget speciellt skydd krävs.

**Anmärkning** : Ingen ytterligare kommentar.

### 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**Åtgärder till skydd för människor** : Inga speciella åtgärder krävs.

**Åtgärder till skydd för miljön** : Inga speciella åtgärder krävs.  
Absorbera med vätskebindande material (sand, diatomit, universalt bindemedel etc.) eller använd en saneringssats.

Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

## 7. Hantering och lagring

- Hantering** : Inga speciella åtgärder krävs.  
**Förvaring** : Ingen specifik förvaring krävs.  
**Förpackningsmaterial**  
**Suitable** : Använd den ursprungliga behållaren.  
**Specifika användningsområden** : Ej tillämbart.

## 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

**Gränsvärden för exponering** : Inga.

**Exposure controls**

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### Allmän information

#### Utseende

- Fysikaliskt tillstånd** : Fast ämne. (paste)  
**Färg** : Vit till gulaktig. Enligt produktbeteckningen.  
**Lukt** : Luktlös.

### Viktig information för hälsa, miljö och säkerhet

- pH** : Ej tillämbart.  
**Kokpunkt** : Ej fastställd.  
**Smältpunkt** : Ej fastställd.  
**Flampunkt** : Sluten bägare: >100°C (212°F).  
**Brännbarhet (fast, gas)** : Brandfarlig i närvaro av öppen eld och gnistor  
**Relativ densitet** : Ej fastställd.  
**Löslighet** : Olöslig i kallt vatten.

### Annan information

## 10. Stabilitet och reaktivitet

- Stabilitet** : Produkten är stabil.  
**Förhållanden som bör undvikas** : Ingen ytterligare kommentar.  
**Farliga omvandlingsprodukter** : Ej tillämbart

## 11. Toxikologisk information

### Potentiella akuta hälsoeffekter

- Inandning** : Inga kända allvarliga effekter eller risker.  
**Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller risker.  
**Kontakt med huden** : Ej irriterande (EU).  
**Kontakt med ögonen** : Ej irriterande för ögonen.

## 12. Ekologisk information

**Andra skadliga effekter** : Praktiskt taget icke-giftigt för vattenorganismer.

## 13. Avfallshantering

**Avfallshantering** : Små mängder kan ljushärdas och läggas i hushållsavfallet.

**Farligt Avfall** : Ja.

## 14. Transportinformation

**Internationella transportföreskrifter**

## Quadrant Flow

Gällande föreskrifter	UN - nummer	Officiell transportbenämning	Klass	Förpackningsgrupp	Etikett	Ytterligare information
ADR/RID-klass	Inte reglerat.	-	-	-		-
ADNR-klass	Inte reglerat.	-	-	-		-
IMDG-klass	Inte reglerat.	-	-	-		-
IATA/DGR-klass	Inte reglerat.	-	-	-		-

## 15. Gällande föreskrifter

### EU-föreskrifter

- Risk phrases** : Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-lagstiftning.  
**Användningsområde** : Dentalt fyllmaterial  
**Ytterligare riskfraser** : Inga.  
**EU-statistisk nummer (tullkod)** : 32089091

### Nationella föreskrifter

## 16. Annan information

### Historik

- Utskriftsdatum** : 7-6-2005.  
**Omarbetad** : 7-6-2005.  
**Tidigare utgåva** : Ingen tidigare validering.  
**Version** : 1  
**Sammanställt av** :

### Meddelande till läsaren

*Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända risker och ska användas med försiktighet. Även om vissa risker beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda risker som existerar.*

Version 1

Sida: 3/3