

SIKKERHEDSDATABLAD

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn : **Quadrant Unibond S**

Leverandør : Cavex Holland
 Harmenjansweg 19-21
 P.O.Box 852
 2003 RW Haarlem (Holland)
 Phone +31 23 530 77 00 Fax +31 23 535 64 82
 Email: Dental@cavex.nl Website: www.cavex.nl

Nødtelefon : Ikke mulig.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Stof/præparat : Præparat

Oplysninger om farlige bestanddele

Kemisk navn	CAS Nummer	%	EF Nummer	Symbol	R-sætninger
1) Methacrylate monomers	39670-09-2, 27813-02-1, 1565-94-2	5-20	Ikke mulig.	Xi	R36/38
2) Maleic Acid	110-16-7	4-6	203-742-5	Xn	R22, R36/37/38

Eventuel(le) grænse(r) for påvirkninger på arbejdspladsen er anført i afsnit 8

3. FAREIDENTIFIKATION

Fysiske/kemiske farer : Ikke mulig.

Sundhedsfarer : Kun lidt irriterende for øjnene. Kun lidt irriterende for huden.

Miljømæssige farer : Ikke mulig.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Førstehjælpsforanstaltninger

Indtagelse : Hvis store m'ngder synkes, st skyl munden ud og tilkald l'gen.

Hudkontakt : Vask kontamineret hud med sæbe og vand.

Øjenkontakt : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl med rigeligt vand i 15 minutter, l'ft nu og da øverste og nederste øjenl'g.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler

Velegnet / Ikke velegnet : Anvend slukningsmiddel, der er passende for de omgivende stoffer.

Specielle brandslukningsprocedurer : Der kr'ves ingen s'rlige forholdsregler.

Usædvanlige brand/eksplosionsfarer : Ingen.

Farlige termiske nedbrydningsprodukter : Ingen farlige substanser frigives .

Beskyttelse af slukningsmandskab : Der kr'ves ingen s'rlige forholdsregler.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger : Sikkerhedsbriller Handsker.

Miljømæssige forholdsregler og rengøringsmetoder : Brug passende instrumenter til at komme det spildte stof i en affaldsbeholder.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering : Undgå kontakt med øjne, hud og bekl'dning.

Opbevaring : Ingen s'rlige forebyggende foranstaltninger.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Mekaniske kontrolapparater : Ingen s'rlige forebyggende foranstaltninger.

Personligt beskyttelsesudstyr

Hud og krop : Laboratoriekittel.

Hænder : Handsker.

Øjne : Sikkerhedsbriller

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand og udseende : Væske

Farve : hvid til gullig.

Lugt : Lugtfri.

Kogepunkt : Ikke mulig.

Smeltepunkt : Ikke mulig.

Massefylde : 0.98

Opløselighed : Kun en anelse opløselig i koldt vand.

Oktanolvand fordelingskoefficient : Ikke mulig.

pH : Ikke mulig.

Flammepunkt : Ikke mulig.

Antændelighed : Kun lidt brandfarligt sammen med af t'jne flammer og gnister.

Antændelsestemperatur : Ikke mulig.

Ekspløseionsegenskaber : Ikke-eksplosivt i forbindelse med af t'jne flammer og gnister, af st'nd.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet : Produktet er stabilt.

Forhold der skal undgås / Materialer der skal undgås : Ingen.

Farlige reaktioner : Ingen.

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen farlige substanser frigives .

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Lokale påvirkninger

Hudirritation : Kun lidt irriterende for huden.

Øjenirritation : Farligt in tilf'ide af af øjenkontakt (irriterende).

Overfølsomhed : ikke vurderet som overfølsomhedsg'rende for huden. Referencer :
 1. Bjorkner et al. "The sensitizing potential of di-(meth)acrylates based on bisphenol A or epoxy resins in the Guinea pig". Contact Dermatitis, 1984. 10(5): p. 286 - 304.
 2. Kanerva et al. "Allergic contact dermatitis from dental composite resins due to aromatic epoxy acrylates and aliphatic acrylates". Contact Dermatitis, 1989. 20(3): p. 201 - 211.

Kronisk giftighed : Der er ingen kendte bivirkninger fra kronisk eksposition til dette produkt.

12. MILJØOPLYSNINGER

Tyskland vandklasse : VCI WGK: Ingen produkter blev fundet.

13. BORTSKAFFELSE

Metoder til bortskaffelse ; Restaffald ; Forurenet emballage : Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til EU-forordninger. Bortskaf i overensstemmelse med alle føderale, statslige og lokale direktiver.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Internationale transportforordninger

Land - Vej/Jernbane

ADR/RID Klasse : No dangerous cargo.

Hav

IMDG Klasse : No dangerous cargo.

Fortsættes på næste side

Luft

IATA-DGR Klasse : Nodangerous cargo.

15. OPLYSNING OM REGULERINGEU forordninger

Risiko-sætninger : Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til EU-forordninger.
Sikkerhedssætninger : Ikke mulig.
Indeholder : Ikke mulig.

16. ANDRE OPLYSNINGERBAGGRUND

Trykkesdato : 18-09-2000.
Udgivelsesdato : 14-09-2000.
Version : 2

Bemærkning til læser

Så vidt vi ved, så er den her givne information nøjagtig. Imidlertid påtager hverken ovennævnte leverandør eller nogen af vedkommendes underafdelinger sig noget ansvar overhovedet for de heri indeholdte informations nøjagtighed eller fuld
