

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

Tuotenimi : **Quadrant Unibond S**

Hankkija : Cavex Holland
Harmenjansweg 19-21
P.O.Box 852
2003 RW Haarlem (Holland)
Phone +31 23 530 77 00 Fax +31 23 535 64 82
Email: Dental@cavex.nl Website: www.cavex.nl

Hätänumero : Ei sovelleta

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Aine/valmiste : Valmistus

Tiedot vaarallisista ainesosista

Kemiallinen nimi	CAS-numero	%	EY-numero	Symboli	R-lausekkeet
1) Methacrylate monomers	39670-09-2, 27813-02-1, 1565-94-2	5-20	Ei saatavilla.	Xi	R36/38
2) Maleic Acid	110-16-7	4-6	203-742-5	Xn	R22, R36/37/38

Ammattialtistusrajat, mikäli saatavissa, on lueteltu osassa 8

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Fysikaaliset ja kemialliset vaarat : Ei sovelleta

Vaarat ihmisterveydelle : Lievästi silmiä ärsyttävä. Lievästi ihoa ärsyttävä.

Vaarat ympäristölle : Ei sovelleta

4. ENSIAPUOHJEET

Ensiapuohjeet

Nauttiminen : Pese suu ja soita lääkäriille, jos on nieltä suuria määriä.

Roiskeet iholle : Pese kontaminoitunut iho saippualla ja vedellä.

Roiskeet silmiin : Tarkista onko piilolinsskejä ja poista ne. Huuhtelee runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, nosta vasenta ja oikeaa silmäluomea välillä.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

Sammutusaineet

Sopivia / Sopimattomia : Käytä sammutusvälinettä, joka sopii ympäröiville materiaaleille.

Erityiset palontorjuntatoimet : Erityistoimia ei vaadita.

Epätavallisia palo/räjähdyksvaaroja : Ei yhtään.

Vaarallisia lämpöyhdistymisessä tai -hajaantumisessa syntyviä tuotteita : Vaarallisia aineita ei irtoa.

Sammutusmiehistön suojaus : Erityistoimia ei vaadita.

6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI

Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi : Suojalasit. Käsineet.

Ympäristölliset varotoimenpiteet ja puhdistusmenetelmät : Käytä asianmukaisia työvälineitä vuotaneen materiaalin jätehävitykseen viemisessä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely : Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa.

Varastointi : Ei erityisiä varotoimenpiteitä.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

Tekniset hallintalaitteet : Ei erityisiä varotoimenpiteitä.

Henkilökohtaiset suojaimet

Iho ja vartalo : Laboratoriotakki.

Kädet : Käsineet.

Silmät : Suojalasit.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Fysikaalinen tila ja ulkonäkö : Nestemäinen

Väri : Valkoisesta kellertävään.

Haju : Hajuton.

Kiehumispiste : Ei saatavilla.

Sulamispiste : Ei saatavilla.

Tiheys : 0.98

Liukoisuus : Liukenee hyvin lievästi mihin: kylmä vesi.

Oktanoli/vesijakaantumiskerroin : Ei saatavilla.

pH : Ei saatavilla.

Leimahduspisteet : Ei saatavilla.

Tulenarkuus : Lievästi tulenarka, kun läsnä avotuli ja kipinät.

Itsesyttymislämpötila : Ei saatavilla.

Räjähdysominaisuudet : Ei-räjähävä, kun läsnä avotuli ja kipinät, iskut.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Stabiilisuus : Tuote on stabiili.

Vältettävät olosuhteet / Vältettävät aineet : Ei yhtään.

Vaaralliset reaktiot : Ei yhtään.

Vaaralliset hajaantumistuotteet : Vaarallisia aineita ei irtoa .

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Paikalliset vaikutukset

Ihoärsytys : Lievästi ihoa ärsyttävä.

Silmä-ärsytys : Vaarallinen siinä tapauksessa, että silmäkosketus (ärsyttävä).

Herkistyminen : Ei pidetä ihoa herkistävänä aineena. Viittaukset :
 1. Björkner et al. "The sensitizing potential of di-(meth)acrylates based on bisphenol A or epoxy resins in the Guinea pig". Contact Dermatitis, 1984. 10(5): p. 286 - 304.
 2. Kanerva et al. "Allergic contact dermatitis from dental composite resins due to aromatic epoxy acrylates and aliphatic acrylates". Contact Dermatitis, 1989. 20(3): p. 201 - 211.

Pitkäaikainen myrkyllisyys : Ei tunnettua kroonisen altistumisen vaikutusta tällä tuotteella.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Saksa vesiluokka : VCI WGK: Tuotteita ei löytynyt.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Hävitysmenetelmät ; Ylijäämien hävittäminen ; Saastunut pakkaus : Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Hävitä kaikkien EU:n, valtiollisten ja paikallisten säännösten mukaan.

14. KULJETUSTIEDOT

Kansainväliset kuljetusmääräykset

Maitse - maanteitse/rautateitse

ADR/RID-luokka : No dangerous cargo.

Meritse

IMDG-luokka : No dangerous cargo.

Ilmateitse

IATA-DGR-luokka : Nodangerous cargo.

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSETEU-määräykset

Vaaralausekkeet : Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Turvalausekkeet : Ei sovelleta

Sisältää : Ei sovelleta

16. MUITA TIETOJAJULKAISUTIEDOT

Painopäivä : 18-09-2000.

Julkaisupäivä : 14-09-2000.

Versio : 2

Huomautus lukijalle

Parhaan tietämyksemme mukaan tämä tieto on oikeaa.Yllämainittu toimittaja tai mikään sen tytäryhtiäistä ei kuitenkaan hyväksy mitään vastuuta tässä olevan tiedon oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.Lopullinen minkä tah
