

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

Tuotenimi : **Quadrant Unichem Adhesive Base**

Hankkija : Cavex Holland
Harmenjansweg 19-21
P.O.Box 852
2003 RW Haarlem (Holland)
Phone +31 23 530 77 00 Fax +31 23 535 64 82
Email: Dental@cavex.nl Website: www.cavex.nl

Hätänumero : Ei sovelleta

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Aine/valmiste : Valmistus

Tiedot vaarallisista ainesosista

Kemiallinen nimi	CAS-numero	%	EY-numero	Symboli	R-lausekkeet
1) Strontium Fluoride	7783-48-4	0-5	Ei saatavilla.	Xn	R20/21/22
2) 2-Hydroxypropyl Methacrylate	27813-02-1	5-10	248-666-3	Xi	R36/38
3) 2,2-[(4-methylfeny) imino] bisethanol	3077-12-1	0-5	221-359-1	Xn	R22

Ammattialtistusrajat, mikäli saatavissa, on lueteltu osassa 8

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Fysikaaliset ja kemialliset vaarat : Ei sovelleta

Vaarat ihmisterveydelle : Ärsyttää silmiä. Lievästi ihoa ärsyttävä.

Vaarat ympäristölle : Ei sovelleta

4. ENSIAPUOHJEET

Ensiapuohjeet

Nauttiminen : Pese suu ja soita lääkärille, jos on nieltä suuria määriä.

Roiskeet iholle : Pese kontaminoitunut iho saippualla ja vedellä.

Roiskeet silmiin : Tarkista onko piilolinssesi ja poista ne. Huuhtelee runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, nosta vasenta ja oikeaa silmäluomea välillä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos ärtymys jatkuu pitkään.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

Sammutusaineet

Sopivia / Sopimattomia : Käytä sammutusvälinettä, joka sopii ympäröiville materiaaleille.

Erityiset palontorjuntatoimet : Erityistoimia ei vaadita.

Epätavallisia palo/räjähdyksvaaroja : Ei yhtään.

Vaarallisia lämpöyhdistymisessä tai -hajaantumisessa syntyviä tuotteita : Vaarallisia aineita ei irtoa .

Sammutusmiehistön suojaus : Erityistoimia ei vaadita.

6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI

Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi : Suojalasit. Käsineet.

Ympäristölliset varoimenpiteet ja puhdistusmenetelmät : Käytä asianmukaisia työvälineitä vuotaneen materiaalin jätehävitykseen viemisessä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely : Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa.

Varastointi : Ei erityisiä varoimenpiteitä.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

Tekniset hallintalaitteet : Ei erityisiä varoitoimenpiteitä.

Henkilökohtaiset suojaimet

Iho ja vartalo : Laboratoriotakki.

Kädet : Käsineet.

Silmät : Suojalasit.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Fysikaalinen tila ja ulkonäkö : Nestemäinen (Sitkeä neste.)

Väri : Valkoisesta kellertävään.

Haju : Hajuton.

Kiehumispiste : Ei saatavilla.

Sulamispiste : Ei saatavilla.

Tiheys : -

Liukoisuus : Liukenee hyvin lievästi mihin: kylmä vesi.

Oktanoli/vesijakaantumiskerroin : Ei saatavilla.

pH : Ei saatavilla.

Leimahduspisteet : Ei saatavilla.

Tulenarkuus : Lievästi tulenarka, kun läsnä avotuli ja kipinät.

Itsesyttymislämpötila : Ei saatavilla.

Räjähdysominaisuudet : Ei-räjähävä, kun läsnä avotuli ja kipinät, iskut.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Stabiilisuus : Tuote on stabiili.

Vältettävät olosuhteet / Vältettävät aineet : Ei yhtään.

Vaaralliset reaktiot : Ei yhtään.

Vaaralliset hajoamistuotteet : Vaarallisia aineita ei irtoa .

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Paikalliset vaikutukset

Ihoärsytys : Lievästi ihoa ärsyttävä.

Silmä-ärsytys : Vaarallinen siinä tapauksessa, että silmäkosketus (ärsyttävä).

Herkistyminen : Ei pidetä ihoa herkistävänä aineena. Viittaukset :
 1. Björkner et al. "The sensitizing potential of di-(meth)acrylates based on bisphenol A or epoxy resins in the Guinea pig". Contact Dermatitis, 1984. 10(5): p. 286 - 304.
 2. Kanerva et al. "Allergic contact dermatitis from dental composite resins due to aromatic epoxy acrylates and aliphatic acrylates". Contact Dermatitis, 1989. 20(3): p. 201 - 211.

Pitkäaikainen myrkyllisyys : Ei tunnettua kroonisen altistumisen vaikutusta tällä tuotteella.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Saksa vesiluokka : VCI WGK: Tuotteita ei löytynyt.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Hävitysmenetelmät ; Ylijäämien hävittäminen ; Saastunut pakkaus : Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Hävitä kaikkien EU:n, valtiollisten ja paikallisten säännösten mukaan.

14. KULJETUSTIEDOT

Kansainväliset kuljetusmääräykset

Maitse - maanteitse/rautateitse

ADR/RID-luokka : Ei saatavilla.

Meritse

IMDG-luokka : Ei saatavilla.

Ilmateitse

IATA-DGR-luokka : Ei saatavilla.

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSETEU-määräykset

Vaaralausekkeet : Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
Turvalausekkeet : Ei sovelleta
Sisältää : Ei sovelleta

16. MUITA TIETOJAJULKAISUTIEDOT**Painopäivä** : 18-09-2000.**Julkaisupäivä** : 14-09-2000.**Versio** : 2Huomautus lukijalle

Parhaan tietämyksemme mukaan tämä tieto on oikeaa.Yllämainittu toimittaja tai mikään sen tytäryhtiäistä ei kuitenkaan hyväksy mitään vastuuta tässä olevan tiedon oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.Lopullinen minkä tah
