

# VARUINFORMATIONSBLAD

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

**Produktnamn** : **Quadrant Unichem Adhesive catalyst**

**Leverantör** : Cavex Holland  
 Harmenjansweg 19-21  
 P.O.Box 852  
 2003 RW Haarlem (Holland)  
 Phone +31 23 530 77 00 Fax +31 23 535 64 82  
 Email: Dental@cavex.nl Website: www.cavex.nl

**Telefonnummer för nödsituationer** : Ej tillämbart.

## 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

**Produkten/beredning** : Beredning

### Beståndsdelar som ger farliga egenskaper

Kemiskt namn	CAS-nummer	%	EG-nummer	Symbol	R-fras
1) Strontium Fluoride	7783-48-4	0-5	Ej tillgängligt.	Xn	R20/21/22
2) 2-Hydroxypropyl Methacrylate	27813-02-1	5-10	248-666-3	Xi	R36/38
3) Benzoyl Peroxide	94-36-0	0-2	2023276	E, Xi	R2, R7, R36, R43

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, är angivna i avsnitt 8

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Fysikaliska/kemiska faror** : Ej tillämbart.

**Hälsorisker** : Irriterar ögonen. Obetydligt irriterande för huden. Kan ge allergi vid hudkontakt

**Miljömässig fara** : Ej tillämbart.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

### Första hjälpen-åtgärder

**Förtäring** : Om stora kvantiteter svalts, skölj ur munnen och ring läkare.

**Kontakt med huden** : Tvätta kontaminerad hud med tvål och vatten.

**Kontakt med ögonen** : Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Spola med rikligt med vatten i 15 minuter och lyft då och då på det övre och undre ögonlocket. Sök medicinsk vård om irritationen kvarstår.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

### Släckmedel

**Rekommenderade / Ej lämpliga** : Använd släckmedel lämpligt för omgivande material.

**Speciella brandbekämpningsmetoder** : Inga speciella åtgärder krävs.

**Ovanliga brand-/explosionsrisker** : Inga.

**Farliga termiska sönderdelningsprodukter** : Inga farliga ämnen frigörs.

**Skyddsutrustning för brandmän** : Inga speciella åtgärder krävs.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Personliga skyddsåtgärder** : Säkerhetsglasögon. Handskar.

**Miljömässiga försiktighetsåtgärder och rengöringsmetoder** : Använd lämpliga instrument för att lägga det utsläppta ämnet i en avfallsbehållare.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering** : Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.

**Förvaring** : Inga speciella försiktighetsåtgärder.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

**Tekniska kontroller** : Inga speciella försiktighetsåtgärder.

### Personlig skyddsutrustning

**Hud och kropp** : Laboratorierock.  
**Händer** : Handskar.  
**Ögon** : Säkerhetsglasögon.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**Fysiskt tillstånd och utseende** : V,tska (Viskös vätska.)  
**Färg** : Vit till gulaktig.  
**Lukt** : Luktlös.  
**Kokpunkt** : Ej tillgängligt.  
**Smältpunkt** : Ej tillgängligt.  
**Densitet** : -  
**Löslighet** : Mycket obetydligt löslig i kallt vatten. Delvist löslig i Alkohol.  
**Fördelningskoefficient oktanol/vatten** : Ej tillgängligt.  
**pH** : Ej tillgängligt.  
**Flampunkt** : 93.3 C  
**Brandfarlighet** : Obetydligt brandfarligt i närvaro av öppen eld och gnistor.  
**Självtändningstemperatur** : Ej tillgängligt.  
**Explosiva egenskaper** : Ej explosiv i närvaro av öppen eld och gnistor, av stötar.

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Stabilitet** : Produkten är stabil.  
**Förhållanden som bör undvikas / Ämnen som bör undvikas** : Inga.  
**Farliga reaktioner** : Inga.  
**Farliga nedbrytningsprodukter** : Inga farliga ämnen frigörs .

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**Lokala effekter**  
**Hudirritation** : Obetydligt irriterande för huden.  
**Ögonirritation** : Farligt i fall av ögonkontakt (irriterande).  
**Sensibilisering** : Mycket obetydligt farlig i fall av hudkontakt (sensibilisator). Anses inte vara hudsensibiliserande. Referenser:  
 1. Bjorkner et al. The sensitizing potential of di-(meth)acrylates based on bisphenol A or epoxy resins in the Guinea pig". Contact Dermatitis, 1984. 10(5): p. 286 - 304.  
 2. Kanerva et al. "Allergic contact dermatitis from dental composite resins due to aromatic epoxy acrylates and aliphatic acrylates". Contact Dermatitis, 1989. 20(3): p. 201 - 211.  
**Kronisk förgiftning** : Det finns inga kända verkningar av kronisk exponering av denna produkt.

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

**Tysk vattenklass** : VCI WGK: Ingen produkt hittades.

## 13. AVFALLSHANTERING

**Avfallshantering ; Rester som blir avfall ; Förorenad förpackning** : Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-bestämmelserna. Bortskaffas i enlighet med alla federala, statliga och lokala föreskrifter.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

### Internationella transportföreskrifter

#### Land - Väg/Järnväg

**ADR/RID-klass** : No dangerous cargo

#### Sjö

**IMDG-klass** : No dangerous cargo.

**Fortsättning på nästa sida**

Luft

IATA/DGR-klass : No dangerous cargo.

**15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER**EU-föreskrifter

**R-fraser** : R36- Irriterar ögonen  
R43- Kan ge allergi vid hudkontakt

**S-fraser** : Ej tillämbart.

**Innehåller** : Ej tillämbart.

**16. ÖVRIG INFORMATION**HISTORIA

**Tryckningsdatum** : 18-09-2000.

**Datum för upplagan** : 14-09-2000.

**Version** : 2

Meddelande till läsaren

*Så vitt vi vet är den innehållet i denna information riktig. Ingen av de ovan nämnda leverantörerna eller deras underleverantörer tar något som helst ansvar för fullständigheten eller innehållet i denna information. Slutlig bedömnin*

---