

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedotAineen tai valmisteen tunnistetiedot

Tuotenimi : Quadrant Unichem Catalystr

Aineen ja/tai valmisteen käyttö : Hampaiden täyteaine.

Yhtiön/yrityksen tunnistetiedotValmistaja : Cavex Holland
Harmenjansweg 19
PO Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 7700 E-Mail : dental@cavex.nl

F +31 23 535 6482 Website : www.cavex.nl

Hätänumero : Soita paikalliseen myrkytystietokeskukseen avun saamiseksi.

Tuotteen tyyppi : Kiinteä.Tahna.

2. Koostumus ja tiedot aineosista

Aine/valmiste : ValmisteMetakrylaattipohjainen aine.

3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus

Luokitus : Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.

Fysikaaliset/kemialliset vaarat : Ei yhtään.

Terveysvaarat ihmiselle : Sensitizing effect by skin contact is possible by prolonged exposure.

Vaarat ympäristölle : Ei yhtään.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

4. EnsiapuohjeetEnsiapuohjeet

Nieleminen : Auttaa oksentamaan ja kutsua lääkäri.

Ihokosketus : Ei ärsytä ihoa. Pese kontaminoitunut iho saippualla ja vedellä.

Silmäkosketus : Kosketustapauksessa huuhto silmiä välittämästi runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ilmenee ärsytystä.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

5. Ohjeet tulipalon varaltaSammutusaineet

Sopivia : Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröiville tulipaloille.

6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta

Henkilökohtaiset varotoimet : Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

Ympäristöä koskevat varotoimet : Erytistoimia ei vaadita.

Pieni vuoto : Imeytä nestettä sitovaan materiaaliin (hiekkä, piimaa, yleiset sidosaineet jne.) tai käytä vuotopakkausta.

7. Käsittely ja varastointi

- Käsittely** : Vältä toistuvaa tai pitkitettyä kosketusta ihon kanssa.
Varastointi : Erityisvarastointia ei tarvita.
Pakkausmateriaalit
Suosittelaaan : Käytä alkuperäistä pakkausta.

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Altistumisen raja-arvot

Ainesosan nimi HTP-arvot

Altistumisen ehkäiseminen

- Työperäisen altistumisen ehkäiseminen** : Tuoto ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla rajearvoilla.
Hengityselinten suojaus : Erityissuojausta ei tarvita.
Käsien suojaus : Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
Silmiensuojaus : Suojalasit.
Ihonsuojaus : Laboratoriotakki.

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Yleiset tiedot

Ulkonäkö

- Olomuoto** : Kiinteä. [paste]
Väri : Valkoisesta kellertävään.
Haju : Hajuton.
Leimahduspiste : >130 °C
Höyryn paine : 40 hPa
Suhteellinen tiheys : 1.9
Oktanoli/vesi - jakaantumiskerroin : Ei määritely.
Höyryn tiheys : Ei määritely.

Muut tiedot

- Itsesyttymislämpötila** : Luonteeltaan lievästi syttyvääavotuli ja kipinät

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Stabiilisuus** : Tuote on stabiili.
Vältettävät olosuhteet : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.
Vaaralliset hajoamistuotteet : Ei yhtään.

11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Nieleminen** : Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ihokosketus : Ei ärsytä ihoa. Sensitizing effect by skin contact is possible by prolonged exposure.
Silmäkosketus : Ei ärsyttävä silmille.
Välitön myrkyllisyys
Päätelmä/yhteenveto : Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

- Ympäristövaikutukset** : Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Älä saastuta vettä puhdistamalla varusteita tai hävittämällä jätteitä.

13. Jätteiden käsittely

Hävitysmenetelmät : Pienehköt erät voidaan hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa.

Euroopan jäteluettelo (EWC) : 18 01 07 muut kuin nimikeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit.

14. Kuljetustiedot

Kansainväliset kuljetusmääräykset

Kemikaaleja koskevat määräykset	YK - numero	Oikea tekninen nimi	Luokat	PG*	Etiketti	Lisätietoja
ADR/RID-luokka	Ei määräyksiä.	-	-	-		-
ADNR-luokka	Ei määräyksiä.	-	-	-		-
IMDG-luokka	Not regulated.	-	-	-		-
IATA-luokka	Not regulated.	-	-	-		-

PG* : Pakkausryhmä

15. Kemikaaleja koskevat määräykset

EU-määräykset

Luokitus ja merkinnät on määritetty EU-direktiivien 67/548/EEC ja 1999/45/EY (ja niihin tehtyjen muutosten) mukaisesti ja tuotteen käyttötarkoitus huomioon ottaen.

R -lausekkeet : Tätä tuotetta ei ole luokiteltu EU-lainsäädännön mukaan.

S-lausekkeet : Vältä toistuvaa tai pitkitettyä kosketusta ihon kanssa.

Sisältää : Methacrylate monomers

Käyttötarkoitus : Hampaiden täyteaine.

16. Muut tiedot

Julkaisutiedot

Painopäivä : 23-1-2008.

Julkaisupäivä : 23-1-2008.

Versio : 2.1

Huomautus lukijalle

Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja. Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tässä olevien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Lopullinen päätös kunkin aineen sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla.

Kaikkiin aineisiin saattaa liittyä tuntemattomia vaaroja ja niitä on sen vuoksi käytettävä varoen. Vaikka näissä ohjeissa on kuvattu tiettyjä vaaratekijöitä, emme voi taata, että ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijät.