

PREMIUM RESTORATIVES

QUADRANT UNIVERSAL LC

Quadrant Universal Living Colors (QULC) is een echte alleskunner. Deze universele hybridecomposit is geschikt voor meerdere soorten layering-technieken.

Dankzij de uitgebalanceerde samenstelling is QULC goed te appliceren, heel gemakkelijk te verwerken en leent het zich uitstekend voor grotere restauraties. Wat dit product uniek maakt is het fluorescentiepigment, waardoor tandweefsel wordt nagebootst. Hierdoor heeft het gebit dankzij QULC een natuurlijke en levendige uitstraling. Door de hoge kwaliteit aan pigmenten en monomeren garandeert QULC kleurstabiliteit op de lange termijn.



Verkrijgbaar in de volgende kleurstellingen:

A1, A2, A3, A3.5, A4, OA2, B2, B3, C2, C3, I.

PREMIUM RESTORATIVES

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

ZYF210.01

PREMIUM RESTORATIVES

QUADRANT

Het Quadrant-systeem levert de ideale vulmaterialen voor elke situatie. Ervaar de bewezen en betrouwbare kwaliteit.



CAVEX

INNOVATIEVE RESTORATIVE SOLUTIONS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Ontdek het Quadrant-systeem - uw sleutel tot een soepele, efficiënte behandeling met verblijvende resultaten! Dit is waarom Quadrant een eerste klas keuze is voor tandartsen die streven naar buitengewoon restauratiewerk.

Eindeloze mogelijkheden

Het Quadrant-systeem omvat een breed scala aan kleuren en viscositeiten, waardoor tandartsen de vrijheid hebben om nauwkeurig de juiste vulling te selecteren voor elke individuele patiënt. Esthetische restauraties in het zichtbare gedeelte of functionele reparaties in de achterste gebieden, het Quadrant-systeem heeft de oplossing. Daarnaast zijn alle Quadrant composieten en bondingsystemen chemisch compatibel en hierdoor uitstekend met elkaar te combineren.

Consistentie en duurzaamheid

Wat Quadrant onderscheidt, is niet alleen de uitgebreide keuze, maar ook de consistentie en duurzaamheid van onze materialen. Tandartsen kunnen vertrouwen op de bewezen prestaties van de producten, terwijl patiënten genieten van langdurige restauraties die zowel functioneel als esthetisch van topkwaliteit zijn. Wist u dat Quadrant composieten een uniek fluorescentiepigment bevatten? Dit is gelijk aan echt tandweefsel. Hierdoor hebben restauraties een natuurlijke en levendige uitstraling.

Gebruiksgemak als prioriteit

Het Quadrant-systeem biedt een oplossing voor elke tandarts. Het is ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak. De Quadrant composieten zijn opgebouwd als een zogenaamd hybride composiet. De gemiddelde partikelgrootte is 0,7 µm, verrijkt met een mix van fijne en pre-polymerised partikels. Door deze samenstelling zijn de composieten goed spuitbaar en zeer makkelijk te verwerken met een perfecte wandadaptatie. Quadrant composieten zijn eenvoudig te modelleren, kleven niet aan de instrumenten en zijn prachtig hoogglans polijstbaar. Hierdoor kunnen tandartsen efficiënt werken en de behandel tijd voor patiënten minimaliseren.

Kwaliteit voor een juiste prijs

Quadrant is er voor alle tandartsen die streven naar kwaliteit en perfectie in hun restauratiewerk. De bewezen en vertrouwde kwaliteit bewijst zich keer op keer. Bij Cavex geloven we dat hoogwaardige tandheelkundige zorg niet buitensporig duur hoeft te zijn. Met het Quadrant-systeem bieden we tandartsen een uitzonderlijke kwaliteit die hand in hand gaat met betaalbaarheid. Onze materialen stellen de tandarts in staat om compromisloze zorg te leveren zonder budget te overschrijden.

QUADRANT SYSTEM



Bron: Dr. H. de Kloet

BARIUMGLAS

De vuldeeltjes in Quadrant zijn prismavormig, waardoor inkomend licht wordt geabsorbeerd en verstrooid in alle richtingen. Hierdoor gaat een restauratie volledig op in het element en zijn kleurverschillen minder kritiek. Resultaat: natuurlijke en onzichtbare restauraties. Door de optimale lichtverstrooiing is veelal slechts 1 kleur composiet nodig (mono layer technique).

QUADRANT ANTERIOR SHINE

Voor de professional die zich specialiseert in restauraties in het voorraanzicht van het gebit is onze Quadrant Anterior Shine de juiste keuze.

Het lichtuithardende microhybride composiet geeft uw patiënt een gezonde en natuurlijke uitstraling. Quadrant Anterior Shine geeft glans, is gemakkelijk polijstbaar en is nauwelijks te onderscheiden van een echte tand met dank aan de natuurlijke fluorescentie.

Voor het Anterior Shine composiet is er een special tool ontwikkeld: de 'Quadrant Quast'. Dit is een speciaal geselecteerde kwast voor het nauwkeurig aanbrengen en verdelen van Quadrant Anterior Shine.

Verkrijgbaar in de volgende kleurstellingen: A1, A2, A3, A3.5, A4, B, B2, B3, C2, C4, DS, D3 OA2, OA35, I.

QUADRANT FLOW

Quadrant Flow is geen gewoon composiet - het onderscheidt zich door zijn thixotrope karakter.

Het vloeit moeiteloos, maar behoudt zijn vorm wanneer het moet. Ervaar de perfecte balans tussen gemak en precisie. De composietvulling is gebruiksvriendelijk en dankzij de kleine spuiten, inclusief tips, kan het composiet direct worden aangebracht.



Bron: Dr. H. de Kloet

QUADRANT BONDINGS: OPTIMALE RESTAURATIES

Om de mooiste restauraties in het gebit te kunnen maken is een juiste en betrouwbare bonding onmisbaar.

De Quadrant Uni-SE-Bond is een 7^e generatie, zelf etsend bondingsysteem, geschikt voor combinatie met Quadrant composiet. Door het beproefde 4-META monomeer en de milde ets is het een sterk en duurzaam product. Daarnaast ook gebruiksvriendelijk: met een simpele procedure, creëert u het beste resultaat.

Voor professionals die maximale glazuur-hechting en perfecte visuele controle over het etsproces willen is Quadrant Uni-1-Bond in combinatie met Quadrant Total Etch de beste keuze. De 35% fosforzuurgel voor de totale etstechniek geeft de ideale voorbereiding en de 4-META in de gecombineerde primer en sealer zorgt voor optimale bondsterkte.

Voor het aanbrengen van primer, bondings en desensitizers heeft Cavex een gemakkelijke oplossing genaamd Q-brushes. Deze wegwerpborstels zijn ideaal voor eenmalig gebruik.

Meer weten over de genoemde producten? Bezoek dan onze website:

