

Cavex Alginate Mixer 3

Instructie

Altijd handmatig voorroeren voor het mixen!

De Cavex Alginate Mixer 3 verkort de uithardingstijd met 45 tot 60 seconden.

Programma	M1	M2	M3	M4
Materiaaleigenschappen	Extra Fast Set	Fast Set	Normal Set	Gypsum
Volume materiaal	1 - 4 schepjes	3 - 4 schepjes	3 - 4 schepjes	75 gram*
Maximum rotatiesnelheid	3.200 tpm	3.200 tpm	3.200 tpm	2.200 tpm
Programmafasen	Snelle start - 6 sec. mixen - Snelle stop - Einde	Snelle start - 8 sec. mixen - Trage stop - Einde	Trage start Voormix 8 sec. mixen - Trage stop - Einde	Snelle start - 8 sec. mixen - Snelle stop - Einde

* Dosereren volgens specificatie van de fabrikant en 10 sec. voorroeren zodat al het poeder in contact komt met water.