

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX VACUFORMER SYSTEM

-
Van afdruk tot op maat
gemaakte splint, mondbeschermer
of bleeklepel, alles in één zitting



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX VACUFORMER SYSTEEM

EEN COMPLEET SYSTEEM VOOR ALLE INDICATIES

Het Cavex VacuFormer Systeem is een compleet vacuüm thermovormingssysteem met VacuFormer, dieptrekplaten, een efficiënt gipssysteem en accessoires. Hiermee kan de tandarts tijdens het patiëntbezoek bleeklepels, splints en mondbeschermers maken zonder tussenkomst van een tandtechnisch laboratorium. Een stap-voor-stap-protocol met foto's maakt het gebruik snel eigen.

De Cavex VacuFormer is een robuuste, allround thermische vacuümtrekker met een krachtige, elektrische motor voor conventionele dentale toepassingen. Hij is eenvoudig te bedienen en beschermt tegen oververhitting.

Cavex Instant Stone is een speciaal gipssysteem waarmee in slechts vijftien minuten een nauwkeurig model gegoten wordt.

De Cavex Mouth Protectors bestaan uit platen met zacht én hard materiaal. De zachte laag zorgt voor schokabsorptie, de harde laag verdeelt de impact, wat optimale bescherming biedt.

Cavex Bleach-platen zijn gemaakt van een zacht, helder materiaal dat makkelijk knipt en fijn afwerkt. Het comfortabele materiaal is prettig voor de gingiva en dus ideaal voor bleeklepels.

Cavex Splint-platen bestaan uit transparant, stijf materiaal dat uitermate geschikt is voor splints, chirurgische trays, orthodontische retainers, enz. Dankzij de hoge helderheid zijn ze vrijwel onzichtbaar in de mond.

Cavex Bruxism is een 2 mm dikke, glasheldere, harde plaat voor bruxismeplaten en voorkomt of beperkt

slijtage van het gebit. Ideaal om in te passen in het bruxisme-behandelplan.

De VacuFormer Starterkit bevat alles om direct aan de slag te gaan:

- 1 Cavex VacuFormer
- 20 sets Instant Stone met activator
- 12 x Mouth Protector Transparant 3,8 mm
- 25 x Bleach Heavy Transparant 1,5 mm
- 1 schaar
- Protocollen per indicatie

Met deze kit zijn kant-en-klare dieptrektoepassingen eenvoudig te realiseren.



Assortiment:

VF001	Cavex Vacuformer Starterkit	
VT012	Cavex Instant Stone met activator	20 sets
VT022	Cavex Bleach Transparant 1,0 mm*	25 platen
VT030	Cavex Bleach Heavy Transparant 1,5 mm*	25 platen
VT036	Cavex Mouth Protector Transparant 3,8 mm*	12 platen
VT033	Cavex Mouth Protector X-pro Transparant 5,0 mm*	12 platen
VT028	Cavex Splint+ Transparant 1,0 mm*	25 platen
VT026	Cavex Splint X-heavy Transparant 1,5 mm*	25 platen
VT027	Cavex Bruxism 2,0 mm*	25 platen

* breedte x lengte = 12,7 x 12,7 cm

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

CAVEX

ZYA55.03