

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX SILICONA

-
Ein vollständig kompatibles,
hochwertiges System
für jede klinische
Indikationen.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX SILICONA

Cavex ist seit über 70 Jahren Spezialist für hochwertige Abformmaterialien. Cavex SiliconA ist ein fortschrittliches Silikonssystem mit herausragenden Eigenschaften für alle klinischen Indikationen.

Dank seiner hervorragenden hydrophilen Eigenschaften sind perfekte Abformungen auch bei Feuchtigkeit möglich. SiliconA ist nicht klebrig und daher leicht zu handhaben. Der Abdruck kann 60 Minuten nach der Entnahme mit jedem handelsüblichen Gips ausgegossen werden.

Das Material haftet nicht an Oberflächen wie Handschuhen, was das Befüllen des Löffels vereinfacht. Dank der hohen Qualität der Rohstoffe bleiben die Abdrücke mindestens 7 Tage stabil und erfassen selbst feinste Details.

Cavex SiliconA ist in drei Konsistenzen erhältlich, die sich optimal ergänzen:

- Yellow putty: knetbar, sehr hohe Konsistenz
- Green Heavy Body (Monophase): medium Konsistenz
- Blue Injection Type: niedrige Konsistenz

Dies ermöglicht sowohl die Sandwich- als auch die Doppelabdrucktechnik. Dank seiner thixotropen Eigenschaften fließt das Material nur unter Druck. Das Platinkatalysatorsystem sorgt für eine optimale Polymerisation.

Eigenschaften

- Hydrophil und nicht klebrig
- Langfristige Dimensionsstabilität
- Detailreiche Reproduktion
- Ideale Viskositäten
- Thixotrop
- Ideale Abbindezeit

Ein übersichtliches System für alle Ihre Indikationen

Sortiment:

AS40	Cavex SiliconA putty (yellow) (2 x 250 ml)
AS52	CavexSiliconA heavy body (green) (2 x 50 ml cartridges)
AS53	Cavex SiliconA injection (blue) (2 x 50 ml cartridges)
AS70	Cavex SiliconA dispensing gun
AS94	Cavex SiliconA mixing tips injection (48 pcs.)
AS95	Cavex SiliconA mixing tips heavy body (48 pcs.)
AS96	Cavex SiliconA intra-oral tips injection Type (96 pcs.)
AS97	Cavex SiliconA intra-oral tips heavy body (96 pcs.)

Cavex SiliconA: das komplette, vielseitige Sortiment, das für jede Herausforderung die perfekte Lösung bietet

Indications	Kronen & Brücken Sandwich	Implantate Monophase	Funktionsabdrücke Putty Wash
Putty	X		X
Heavy Body	X	X	
Injection type	X		X

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Die Niederlande | cavex.nl

CAVEX

ZYA70D.01