

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

# CAVEX SILICONA

-  
Un système entièrement compatible et de haute qualité pour chaque situation clinique.



YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

# PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

## CAVEX SILICONA

Cavex est spécialiste des matériaux d'empreinte de haute qualité depuis plus de 70 ans. Cavex SiliconA est un système de silicone avancé aux propriétés exceptionnelles adapté à toutes les situations cliniques.

Grâce à ses propriétés hydrophiles supérieures, il permet de réaliser des empreintes parfaites, même en présence d'humidité. SiliconA n'est pas collant, ce qui le rend facile à manipuler. L'empreinte peut être coulée 60 minutes après le retrait à l'aide de n'importe quel plâtre commercial.

Le matériau n'adhère pas aux surfaces telles que les gants, ce qui simplifie le coulage de la gouttière. En raison de la haute qualité des matières premières, les empreintes restent stables pendant au moins 7 jours et capturent même les détails les plus fins.

Cavex SiliconA est disponible en trois consistances qui se complètent parfaitement :

- Mastic jaune : malléable, consistance très élevée
- Corps lourd vert (monophasé) : consistance moyenne
- Type injection bleu : faible consistance

Cela rend possible les techniques de sandwich et de double empreinte. Grâce à ses propriétés thixotropes, le matériau ne s'écoule que sous pression. Le système de catalyseur au platine assure une polymérisation optimale.

### Caractéristiques

- Hydrophilique, ne colle pas
- Stabilité dimensionnelle durable
- Reproduction extrêmement détaillée
- Viscosité idéale
- Thixotropique
- Temps de durcissement idéal

### Un système clair pour toutes vos indications

#### Assortiment :

AS40	Cavex SiliconA putty (jaune) (2 x 250 ml)
AS52	Cavex SiliconA heavy body (vert) (2 x 50 ml cartouches)
AS53	Cavex SiliconA injection (bleu) (2 x 50 ml cartouches)
AS70	Cavex SiliconA dispensing gun
AS94	Cavex SiliconA embouts mélangeurs injection (48 embouts)
AS95	Cavex SiliconA embouts mélangeurs heavy body (48 embouts)
AS96	Cavex SiliconA embouts intra-oraux Injection Type (96 embouts)
AS97	Cavex SiliconA embouts intra-oraux heavy body (96 embouts)

### Cavex Silicona : la gamme complète et polyvalente qui offre la solution parfaite à chaque défi

Indications	Couronne & bridge Sandwich	Implant Monophasé	Empreinte fonctionnelle Putty Wash
Putty	X		X
Heavy Body	X	X	
Type injection	X		X

# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Pays-Bas | cavex.nl

ZYA70F.01