

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX SILICONA

-
Un sistema totalmente compatible y de alta calidad para cada situación clínica.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX SILICONA

Cavex ha sido especialista en materiales de impresión de alta calidad durante más de 70 años. Cavex SiliconA es un sistema avanzado de silicona con propiedades excepcionales para todas las situaciones clínicas.

Gracias a sus propiedades hidrofílicas superiores, es posible obtener impresiones perfectas, incluso en presencia de humedad. El material SiliconA no es pegajoso, por lo que es fácil de manejar. La impresión se puede verter 60 minutos después de la extracción utilizando cualquier yeso comercial.

El material no se adhiere a superficies como los guantes, lo que simplifica la carga de la cubeta. Debido a la alta calidad de las materias primas, las impresiones permanecen estables durante al menos 7 días y capturan hasta el más mínimo detalle.

Cavex SiliconA está disponible en tres consistencias que se complementan entre sí a la perfección:

- Masilla amarilla: amasable, consistencia muy alta
- Cuerpo pesado verde (monofásico): consistencia media
- Tipo de inyección azul: baja consistencia

Esto hace posible tanto la técnica de impresión en sándwich como la de doble impresión. Gracias a sus propiedades tixotrópicas, el material solo fluye bajo presión. El sistema de catalizador de platino garantiza una polimerización óptima.

Características

- Hidrofílico y no pegajoso
- Estabilidad dimensional de larga duración
- Reproducción altamente detallada
- Viscosidades ideales
- Tixotrópico
- Tiempo de fraguado ideal

Un sistema único para todas sus indicaciones

Surtido de productos:

AS40	Cavex SiliconA putty (amarilla) (2 x botes de 250 ml)
AS52	Cavex SiliconA heavy body (verde) (2 x cartuchos de 50 ml)
AS53	Cavex SiliconA injection (azul) (2 x cartuchos de 50 ml)
AS70	Cavex SiliconA dispensing gun
AS94	Cavex SiliconA puntas de mezcla injection (48 uds.)
AS95	Cavex SiliconA puntas de mezcla heavy body (48 uds.)
AS96	Cavex SiliconA puntas intraorales injection Type (96 uds.)
AS97	Cavex SiliconA puntas intraorales heavy body (96 uds.)

Cavex Silicona: la gama completa y versátil que ofrece la solución perfecta para cada desafío

Indicaciones	Coronas y puentes Sandwich	Implantes Monofase	Funcional Putty Wash
Putty	X		X
Heavy Body	X	X	
Injection type	X		X

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

ZYA70S.01