

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX IMPRESAFE

Desinfecteersysteem voor alginat-, siliconen- en polyetherafdrukken. Doodt in slechts 3 minuten 99,99% van alle bacteriën, schimmels en virussen.



"Ik houd van dit systeem. Het is eenvoudig in gebruik en gemakkelijk in de praktijkvoering te implementeren."

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

- CAVEX IMPRESAFE

Het Cavex ImpreSafe-systeem is gebaseerd op een niet-giftig (na verdunning) en aldehydevrij desinfectieconcentraat met een toegevoegde booster en oppervlakte-actieve stof. Deze unieke vloeistof doodt in slechts 3 minuten 99,99% van alle bacteriën, schimmels en virussen op een alginat-, siliconen- of polyetherafdruk, zonder het oppervlak van de afdruk aan te tasten.

De Cavex ImpreSafe starterkit bestaat uit een fles desinfectieconcentraat, een container met uitneembare tray, een timer en 50 gripzakjes voor de perfecte opslag van gedesinfecteerde afdrukken. De container en vloeistof zijn tevens los verkrijgbaar. Dankzij de unieke samenstelling is Cavex ImpreSafe - in tegenstelling tot andere desinfecterende vloeistoffen - effectief bij een zeer korte contacttijd waardoor het geen negatief effect heeft op het oppervlak van de afdruk.

Cavex ImpreSafe wordt als concentraat geleverd in een literfles met geïntegreerd doseersysteem. Omdat 30 ml concentraat voldoende is voor 1 liter desinfecterende vloeistof waarmee de container gevuld wordt, is één fles voldoende voor maar liefst 33 liter desinfecterende vloeistof. Cavex ImpreSafe is 100% aldehydevrij, dus non-toxisch (na verdunning) en uiterst veilig in gebruik. Daarbij heeft de vloeistof een aangename, neutrale geur.



Cavex ImpreSafe is uitvoerig getest door verschillende toonaangevende laboratoria en heeft zich bewezen als een betrouwbare en uiterst effectieve desinfecteervloeistof. Het product voldoet aan de DGHM-richtlijnen en aan de normen EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14561 en EN 14562.

Kenmerken

- Een compleet, snel en effectief systeem
- Een veilige en betrouwbare desinfectie oplossing
- Geen negatief effect op de afdruk

Klinische beoordeling van 96% door The Dental Advisor

Wij waarderen de mening van de professional. Daarom hebben we The Dental Advisor Cavex ImpreSafe laten testen. Na een klinische evaluatie door een team van professionals kreeg dit product een klinische beoordeling van maar liefst 96%, hetgeen overeenkomt met de maximale score van 5 plussen. Professionals prijzen de eenvoud, effectiviteit en de aangename geur.



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

CAVEX

ZYH003NL.04