

## Cavex ImpreSafe



### voor desinfectie van afdrucken

Een revolutionair desinfecteer- en reinigingsvloeistof voor alginaat-, polyether- en siliconenaafdrucken. Veilig, snel en effectief. Dit middel is vrij van schadelijke bestanddelen zoals aldehyden. De verwerkingstijd bedraagt slechts 3 minuten. Deze korte verwerkingstijd staat er garant voor dat de afdruk-oppervlakte na de desinfectie 100% intact blijft.

#### Cavex ImpreSafe

HA053	Cavex ImpreSafe Starterkit	1st
HA050	Cavex ImpreSafe Refill	6 x 1000ml

## Cavex GreenClean



### pH-neutrale alginaat- en gipsoplosser

Voor het verwijderen van alginaat en gips van trays, spatels en andere instrumenten

Productkenmerken:

- Snel en gemakkelijk
- pH-neutraal, zacht voor de huid
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk
- 1 kg voor meer dan 500 afdruklepels
- Frisse geur

#### Cavex GreenClean

HA001	Cavex GreenClean pot	1kg
-------	----------------------	-----

## Cavex LC Dental Tray



### licht uithardend lepelmetaal

De Cavex LC Dental Tray is een licht uithardende kunsthars lepelplaat voor het vervaardigen van individuele of functionele afdruklepels. Daarnaast zijn er andere toepassingsgebieden, waaronder de vervaardiging van beetsjablonen. De Cavex LC Dental Tray onderscheidt zich t.o.v. andere merken onder andere door de extra brede vorm. Het gedoe met stukjes aanplakken is daarmee verleden tijd. Daarbij is het materiaal uiterst gemakkelijk te verwerken. Het model is standaard geschikt voor bovenkaakmodellen, maar door het palatumdeel eruit te snijden tevens geschikt voor modellen van de onderkaak. De Cavex LC Dental Tray is uit te harden met zowel UV als halogeenapparatuur.

#### Cavex Light Cure Dental Tray

BP010	Cavex Light Cure Dental Tray	50st
-------	------------------------------	------

## Cavex Bleach Tray Spacer



### lichtuithardende kunsthars

De Cavex Bleach Tray Spacer is een gemakkelijk te verwerken blauwgekleurde kunsthars die speciaal ontwikkeld is om reservoirs te creëren in bleeklepels. Applicatie vindt direct plaats vanuit het handzame 2 ml spuitje via de gebogen applicatietip. Tien seconden belichten per oppervlak volstaat voor volledige uitharding van Cavex Bleach Tray Spacer.

#### Cavex Bleach Tray Spacer

VT025	Cavex Bleach Tray Spacer	2 x 2 ml + 10 tips
-------	--------------------------	--------------------

CAVEX

Cavex  
Lab folder

## Cavex VacuFormer Systeem



Het Cavex VacuFormer Systeem is een **compleet vacuüm thermovorming-systeem** bestaande uit de Cavex VacuFormer, dieptrekplaten, een uniek gipscomposiet en accessoires.

De Cavex VacuFormer is een "no-nonsense" allround thermische vacuüm vormer. Deze robuuste machine heeft een elektrische, high performance vacuümmotor geschikt voor iedere conventionele dentale dieptrek toepassing.

De Cavex VacuFormer is eenvoudig te bedienen en is beschermd tegen oververhitting.

De Starterkit bestaat uit alle apparatuur en materialen die nodig zijn om kant-en-klare dieptrek toepassingen te maken

### Cavex VacuFormer Systeem

VF001	1 Cavex VacuFormer + 18 potten Instant Stone + dieptrekplaten (50 x Splint + 25 x Bleach + 12 x Bruxism + 12 x Mouth Protector) + Schaar + 6 Basetrays + protocollen per indicatie
-------	--

## Cavex VacuFormer Systeem Accessoires



### Cavex VacuFormer Systeem Accessoires

VT020	Cavex Mouth Protector Rood/Wit/Blauw	3,8 mm x 125 mm x125 mm	12 platen
VT034	Cavex Mouth Protector Rood	3,8 mm x 125 mm x125 mm	12 platen
VT035	Cavex Mouth Protector Blauw	3,8 mm x 125 mm x125 mm	12 platen
VT036	Cavex Mouth Protector Transparant	3,8 mm x 125 mm x125 mm	12 platen
VT031	Cavex Mouth Protector X-pro Green	5 mm x 125 mm x125 mm	12 platen
VT032	Cavex Mouth Protector X-pro Zwart	5 mm x 125 mm x125 mm	12 platen
VT033	Cavex Mouth Protector X-pro Transparant	5 mm x 125 mm x125 mm	12 platen
VT021	Cavex Splint Transparent	0,6 mm x 125 mm x125 mm	50 platen
VT026	Cavex Splint X-heavy Transparant	1,5 mm x 125 mm x125 mm	25 platen
VT022	Cavex Bleach Transparant	1,0 mm x 125 mm x125 mm	25 platen
VT030	Cavex Bleach Heavy Transparant	1,5 mm x 125 mm x125 mm	25 platen
VT027	Cavex Bruxism	2,0 mm x 125 mm x125 mm	25 platen

## Cavex Set Up Was & Yellow Was



### Cavex Set Up Was - modelleer was

- voor volledige en partiële prothese
- geringe krimpspanning
- dimensioneel stabiel
- plastische en elastische modelleer- en boxingwas

### Cavex Yellow Wax - zachte was

- voor aanpassingen aan afdruklepels
- voor uitblokken van ondersnijdingen

### Cavex Set Up Was

WA004	Cavex Set Up Soft	500g	23platen
WA005	Cavex Set Up Regular	500g	23platen
WA006	Cavex Set Up Hard	500g	23platen
WA014	Cavex Set Up Soft	2500g	115platen
WA015	Cavex Set Up Regular	2500g	115platen
WA016	Cavex Set Up Hard	2500g	115platen

### Cavex Yellow Wax

WB005	Cavex Yellow Wax	20	staven
WB006	Cavex Yellow Wax	17	platen

## Cavex Dental Baseplates & Individual Trays



### hoogwaardige shellac platen

### Cavex Baseplates

BP004	Cavex Baseplates boven	100st
BP054	Cavex Baseplates onder	100st
BP024	Cavex Baseplates boven, dubbel dik; 2.70-2.80mm	50st
BP005	Cavex Baseplates mica-free boven	100st
BP055	Cavex Baseplates mica-free onder	100st

### Cavex Individual Trays

BL006	Cavex Individual Trays boven	100st
BL056	Cavex Individual Trays onder	100st
BL036	Cavex Individual Trays boven, XL	50 st
BT009	Handvatten voor Individual Trays	8 st
BT019	Handvatten voor Individual Trays	200 st



Cavex Holland BV  
Fustweg 5  
P.O. Box 852  
2003 RW Haarlem  
The Netherlands

T +31 (0)23 530 77 00  
dental@cavex.nl  
www.cavex.nl

Het helpen van tandheelkundige professionals en patiënten kan alleen als je in oplossingen denkt. Bij Cavex denken we daarom niet alleen in losse producten maar in hoogwaardige systemen die u een totaal oplossing bieden. Uiteraard voldoen deze systemen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij zijn er dan ook trots op dat onze producten iedere dag weer, door duizenden professionals wereldwijd, worden gebruikt.