

## Cavex ImpreSafe



### zur Desinfektion von Abdrücken

Eine revolutionäre Desinfektions- und Reinigungsflüssigkeit für Alginat-, Polyether- und Silikon-Abdrücke. Sicher, schnell und effektiv. Dieses Mittel enthält keinerlei schädliche Bestandteile, wie z.B. Aldehyde. Die Verarbeitungszeit beträgt nur 3 Minuten. Diese kurze Verarbeitungszeit gewährleistet, dass die Abdruck-Oberfläche nach der Desinfektion zu 100 % intakt bleibt.

#### Cavex ImpreSafe

HA053 Cavex ImpreSafe-Startersatz 1St.  
HA050 Cavex ImpreSafe-Nachfüllpackung 6x1000ml

## Cavex GreenClean



### pH-neutraler Alginat- und Gipslöser

Für das Entfernen von Alginat und Gips von Schienen, Spateln und anderen Instrumenten

Produktmerkmale:

- Schnell und einfach
- pH-neutral, sanft für die Haut
- Biologisch abbaubar, umweltfreundlich
- 1 kg für mehr als 500 Abdrucklöffel
- Frischer Duft

#### Cavex GreenClean

HA001 Cavex GreenClean pot 1Kg

## Cavex LC Dental Tray



### leicht aushärtendes Löffelmaterial

Das Cavex LC Dental Tray ist ein leicht aushärtendes Kunstharz für die Herstellung von individuellen oder funktionalen Abdrucklöffeln. Außerdem gibt es andere Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. die Herstellung von Bisschablonen. Das Cavex LC Dental Tray unterscheidet sich von Fabrikaten anderer Hersteller u.a. durch die besonders breite Form. Das lästige Ankleben von Teilen gehört damit der Vergangenheit an. Außerdem lässt sich das Material äußerst einfach verarbeiten. Das Modell ist serienmäßig für Oberkiefermodelle geeignet. Wenn Sie jedoch den Palatum-Teil herausschneiden, ist es auch für Modelle des Unterkiefers geeignet. Das Cavex LC Dental Tray kann sowohl mit UV als auch mit einem Halogengerät ausgehärtet werden.

#### Cavex Light Cure Dental Tray

BP010 Cavex Light Cure Dental Tray 50St.

## Cavex Bleach Tray Spacer



### Lichthärtendes Kunstharz

Der Cavex Bleach Tray Spacer ist ein einfach zu verarbeitendes, blaues Kunstharz, das speziell entwickelt wurde, um Reservoirs in Bleichschienen zu schaffen. Die Anwendung erfolgt direkt aus der praktischen 2-ml-Spritze mit der gebogenen Anwendungsspitze. Für jede Oberfläche reicht eine Beleuchtungsdauer von zehn Sekunden für eine vollständige Aushärtung von Cavex Bleach Tray Spacer aus.

#### Cavex Bleach Tray Spacer

VT025 Cavex Bleach Tray Spacer 2x2 ml + 10 Spitzen

CAVEX

Cavex  
Laborprospekt

## Cavex VacuFormer System



Das Cavex VacuFormer-System ist ein komplettes Vakuum-Thermo-Formsystem, das aus dem Cavex VacuFormer, Tiefziehplatten, einem einzigartigen Verbundgips und Zubehör besteht.

Der Cavex VacuFormer ist ein „no-nonsense“ Allround-Thermo-Vakuum-Former. Dieses robuste Gerät besitzt einen elektrischen Hochleistungs-Vakuummotor, der für jede konventionelle dentale Tiefzieh-Anwendung geeignet ist. Der Cavex VacuFormer ist einfach zu bedienen und vor Überhitzung geschützt.

Der Startersatz besteht aus allen Geräten und Materialien, die erforderlich sind, um gebrauchsfertige Tiefzieh-Anwendungen herzustellen.

### Cavex VacuFormer System

VF001 1 Cavex VacuFormer + 18 Packungen Instant Stone + Tiefziehplatten (50 x Splint + 25 x Bleach + 12 x Bruxism + 12 x Mouth Protector) + Schere + 6 Basetrays + Protokolle pro Indikation

## Cavex VacuFormer-System- Zubehör



### Cavex VacuFormer-System-Zubehör

VT020	Cavex Mouth Protector Rot/Weiß/Blau	3,8 mm x 125 mm x125 mm	12 Platten
VT034	Cavex Mouth Protector Rot	3,8 mm x 125 mm x125 mm	12 Platten
VT035	Cavex Mouth Protector Blau	3,8 mm x 125 mm x125 mm	12 Platten
VT036	Cavex Mouth Protector Transparent	3,8 mm x 125 mm x125 mm	12 Platten
VT031	Cavex Mouth Protector X-pro Grün	5 mm x 125 mm x125 mm	12 Platten
VT032	Cavex Mouth Protector X-pro Schwarz	5 mm x 125 mm x125 mm	12 Platten
VT033	Cavex Mouth Protector X-pro Transparent	5 mm x 125 mm x125 mm	12 Platten
VT021	Cavex Splint Transparent	0,6 mm x 125 mm x125 mm	50 Platten
VT026	Cavex Splint X-heavy Transparent	1,5 mm x 125 mm x125 mm	25 Platten
VT022	Cavex Bleach Transparent	1 mm x 125 mm x125 mm	25 Platten
VT030	Cavex Bleach Heavy Transparent	1,5 mm x 125 mm x125 mm	25 Platten
VT027	Cavex Bruxism	2 mm x 125 mm x125 mm	25 Platten

## Cavex Set Up Wax & Yellow Wax



### Cavex Set Up Wachse - Modellierwachs

- Ideal für partielle und totale Prothesen
- Besonders standfest
- Zusammensetzung basiert auf der optimalen Mischung aus Paraffin, Mikro- und Bienenwachs

### Cavex Yellow Wax - weicher Wachs

- für Änderungen an Abdrucklöffeln
- zum Ausblocken von Unterschnitten

### Cavex Set Up Wax

WA004	Cavex Set Up Soft	500g	23Platten
WA005	Cavex Set Up Regular	500g	23Platten
WA006	Cavex Set Up Hard	500g	23Platten
WA014	Cavex Set Up Soft	2500g	115Platten
WA015	Cavex Set Up Regular	2500g	115Platten
WA016	Cavex Set Up Hard	2500g	115Platten

### Cavex Yellow Wax

WB005	Cavex Yellow Wax	20	Stäbe
WB006	Cavex Yellow Wax	17	Platten

## Cavex Dental Baseplates & Individual Trays



### Hochwertige Schellackplatten

### Cavex Baseplates

BP004	Cavex Baseplates oben	100St.
BP054	Cavex Baseplates unten	100St.
BP024	Cavex Baseplates oben, doppelte Dicke; 2.70-2.80mm	50St.
BP005	Cavex Baseplates mica-free oben	100St.
BP055	Cavex Baseplates mica-free unten	100St.

### Cavex Individual Trays

BL006	Cavex Individual Trays oben	100St.
BL056	Cavex Individual Trays unten	100St.
BL036	Cavex Individual oben, XL	50St.
BT009	Griffe für Individual Trays	8St.
BT019	Griffe für Individual Trays	200St.



Dental-Contact Vertriebs GmbH ertrieb für

CAVEX in Deutschland  
Im Spiet 101  
26506 Norden / Germany

T +49 (0)4931 9809682  
F +49 (0)4931 9809683

info@cavex-deutschland.de  
www.cavex-deutschland.de

Die Unterstützung von zahnmedizinischen Profis und Patienten ist nur dann möglich, wenn man in Lösungen denkt. Bei Cavex denken wir deshalb nicht nur in einzelnen Produkten, sondern in hochwertigen Systemen, die Ihnen eine Gesamtlösung bieten. Natürlich erfüllen diese Systeme die höchsten Anforderungen in Bezug auf die Qualität und Zuverlässigkeit. Wir sind daher stolz darauf, dass unsere Produkte jeden Tag erneut von Tausenden Profis weltweit verwendet werden.