



Labormaterialien von Cavex müssen strengen Qualitätsanforderungen entsprechen. Außerdem sind diese Materialien durch die enge Zusammenarbeit von Cavex mit Zahn Technikern und Prothetikern auf die spezifischen Wünsche im zahn technischen Labor abgestimmt. Your impression is our concern

## Das Modellierwachs, mit dem Sie lesen und schreiben können.

Das Anfertigen eines Prothesenmodells ist eine Kunst. Das Talent und die Fähigkeiten des Zahn Technikers, die Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt und die auserlesenen Eigenschaften des Modellierwachses spielen eine ausschlaggebende Rolle. Der Zahn techniker stellt diesbezüglich hohe Anforderungen. Cavex Set Up Modelling Wax ist - tatsächlich - wie Wachs in seinen Händen.



## Vorhersagbares Verhalten von Cavex Set Up Soft, Regular, Hard und Extra Hard Modelling Wax.

- für Total- und Teilprothesen
- geringe Schrumpfspannung
- stabile Abmessungen
- plastisch und elastisch
- Modellier- und Boxingwachs

Das Geheimnis eines guten Modellierwachses steckt in der Rezeptur. Paraffine, Mikrowachse, natürliches Wachs und Pigmente werden von Cavex so kombiniert, dass die Schmelzpunkte nicht weit auseinander liegen. So erfolgen der Schmelz- und Härteprozess gleichmäßig und vorhersehbar. Da sich Umstände und Präferenzen unterscheiden, haben Sie die Auswahl aus Soft, Regular, Hard und Extra Hard. Die Verarbeitung ist die gleiche, aber Schmelzpunkt und Endhärte sind unterschiedlich.

Die Wachsplatten sind großzügig bemessen und reichen meistens für zwei Prothesen aus. Neben dem Aufsetzen des Bisswalls wird Cavex Set Up Modelling Wax auch als Boxingwachs verwendet, da es gut am Löffel haftet. Beim Zahnarzt ist dieses Wachs durch die ideale Konsistenz als Bissregistrierung beliebt.

## Eine Prothese muss nicht nur schön sein, sondern auch perfekt passen.

Ästhetik und technische Perfektion müssen Hand in Hand gehen. Um schön modellieren und die Elemente noch korrigieren zu können, bleibt das Wachs in den Händen des Zahntechnikers lang genug plastisch. Außerdem behält es seine Dimensionsfestigkeit. Durch die Elastizität ist das Wachs ideal für Teilprothesen geeignet.

Cavex Set Up Modelling Wax lässt sich schön glatt verarbeiten, ohne Tropfbildung. Die Farbe ist natürlich, was Zahnarzt und Patient beim Anprobieren zu schätzen wissen. Weiterer Vorteil ist die Formfestigkeit im Mund. Nach dem Aushärten sind die Elemente solide fixiert. Das Endergebnis ist mit dem Modell exakt identisch.

Cavex Set Up Soft, Cavex Set Up Regular, Cavex Set Up Hard und Cavex Set Up Extra Hard werden von Ihrem Depot in Verpackungen von 500 g (23 Platten) und 2,5 kg (115 Platten) geliefert.

Weitere Informationen über die Zusammensetzung der Produkte und deren Anwendungen erhalten Sie bei Cavex, +31 23 530 77 00 of [www.cavex.nl](http://www.cavex.nl)

