



Impression materials vormen het begin van veel tandheelkundige behandelingen. Kwalitatieve afdrucken geven de tandarts vertrouwen in een goed eindresultaat. Cavex biedt een beproefde en vertrouwde lijn siliconen en hulpmiddelen, ontwikkeld volgens de eisen van de dentale praktijk.

Your impression is our concern

Cavex SiliconA bite, meteen perfect - altijd!


Een goed beetregistratie materiaal zou een plezier moeten zijn om mee te werken, ervoor moeten zorgen dat de registratie de eerste keer al perfect is - altijd. Dit kan alleen wanneer het materiaal gebruiksvriendelijk is, makkelijk kan worden bewerkt en uiteraard 100% nauwkeurig is.

Cavex SiliconA bite voldoet ruimschoots aan deze criteria. Het heeft een korte verwerking en setting tijd, beide slechts 30 seconden en is zo hoog gevuld dat het een hardheid haalt van Shore D 40. In combinatie met een ideale thixotropie zorgt dit voor de perfecte beetregistratie.





Elk detail weergegeven



Gebruiks-vriendelijk

De hardheid van Cavex SiliconA bite is Shore D 40, wat gelijk staat aan Shore A >94. Dit verzekerd een extreem accurate registratie van de occlusie, welke niet afneemt met het verstrijken van de tijd. Cavex SiliconA bite is erg goed te trimmen en te slijpen, wat betekent dat het ook voor een tandtechniker een plezier is om mee te werken.

Snel

De verwerking en setting tijd verzekeren een korte stoeltijd, daar beide maar 30 seconden in beslag nemen. In totaal duurt de gehele beetregistratie procedure dus slechts 1 minuut, wat het comfort van de patiënt aanzienlijk verbeterd. De korte tijd die het materiaal nodig heeft om hard te worden minimaliseert de kansen op onnauwkeurigheden.

Uitermate Thixotroop

Een belangrijke fase van de procedure is het aanbrengen van het materiaal op de tanden. De beetregistratietips zorgen voor een ideale, homogene laag van Cavex SiliconA bite op het beetoppervlak. Het thixotrope gedrag van het materiaal zorgt ervoor dat het ook op de goede plek blijft zitten. Cavex SiliconA bite vloeit makkelijk uit de cartridge, maar op het moment dat er geen druk meer op wordt gezet blijft het waar het zit. Dit voorkomt dat delen van het beetoppervlak ongedekt blijven en verzekerd een gelijkmatige verdeling.

Scanbaar

Cavex SiliconA bite bestaat uit zo'n hoog gevuld a-siliconen materiaal dat het zonder poeder zeer geschikt is om te scannen voor CAD/CAM.

Voor meer informatie, neem contact op met Cavex: +31 23 530 77 00 of www.cavex.nl

Unieke beetregistratietip



beetregistratietip



verschillende doseertips

Assortiment:

AS54 Cavex SiliconA bite

2 x 50ml cartridges