


Cavex ScanSpray


Cavex ScanSpray wurde entwickelt, um die Scanbarkeit von Abformungen zu optimieren. Da es sich um ein pulverbasiertes Spray handelt, kann es für alle Arten von Abformmaterialien verwendet werden. Durch den Zusatz von Titandioxid sind auch kleinste Details eindeutig scanbar.



Tragen Sie eine dünne Schicht Cavex ScanSpray auf die Abformung auf, um ein 100% ig genaues digitales Modell zu erhalten.



Der Cavex ScanSpray sprüht über 420 Sekunden.



- Für ein sehr detailliertes digitales Modell der Abformung.
- Geeignet für alle Arten von Abformmaterialien.
- Auf Pulverbasis anstatt auf Ölbasis, so dass die Abformung dadurch nicht beeinträchtigt wird.