


Cavex ScanSpray


Cavex ScanSpray fue desarrollado para optimizar la escaneabilidad de las impresiones. Al ser un aerosol a base de polvo puede utilizarse en cualquier tipo de material de impresión. Gracias a la adición de dióxido de titanio, pueden escanearse incluso los más pequeños detalles con gran precisión.



Aplique una capa fina de Cavex ScanSpray en la impresión para un modelo digital 100% exacto.



Cavex ScanSpray pulveriza más de 420 segundos.



- Para un modelo digital superdetallado de la impresión.
- Apto para todos los tipos de material de impresión.
- En base a polvo en lugar de aceite, por lo que no afecta a la impresión.