


# Cavex ScanSpray


Cavex ScanSpray a été développé pour optimiser la scannabilité des empreintes. En tant que spray à base de poudre, il peut être utilisé sur tout type de matériau d'empreinte. Grâce à l'ajout de dioxyde de titane, même les moindres détails sont clairement scannables.



Appliquez une fine couche de Cavex ScanSpray sur l'empreinte pour un modèle numérique d'une précision de 100 %.



Cavex ScanSpray peut vaporiser pendant 420 secondes.



- Pour un modèle numérique ultra-détaillé de l'empreinte.
- Convient pour tous les types de matériaux d'empreinte.
- À base de poudre au lieu d'huile, n'affecte donc pas l'empreinte.