

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

# CAVEX IMPRESAFE

-  
Système de désinfection pour  
empreintes en alginate, silicone et  
polyéther.

-  
Détruit 99,99 % des bactéries,  
moisissures et virus en 3 minutes.



"J'ai adoré ce système. Il a été  
très facile à mettre en place et  
à utiliser dans notre cabinet."

## YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

# PREMIUM ALGINATE SYSTEM

## CAVEX IMPRESAFE

La base du système Cavex ImpreSafe est un concentré de désinfection non toxique, sans aldéhyde, contenant également un renforçateur et un agent de surface. Ce liquide unique en son genre détruit, en seulement 3 minutes, 99,99 % des bactéries, moisissures et virus présents sur une empreinte en alginat ou en silicone, sans s'attaquer à la surface de l'empreinte. Le kit de démarrage Cavex ImpreSafe se compose d'une bouteille de concentré de désinfection, d'un récipient muni d'un bac amovible, d'un minuteur et de 50 sachets refermables idéaux pour stocker les empreintes désinfectées. Le récipient et le liquide sont également disponibles séparément.

Grâce à sa composition unique, Cavex ImpreSafe – contrairement à d'autres liquides désinfectants – est efficace en très peu de temps de contact, et n'a de ce fait aucun effet négatif sur la surface de l'empreinte.

Cavex ImpreSafe est livré en bouteilles d'un litre de concentré dotées d'un système de dosage. 30 ml de concentré suffisent pour un litre de liquide désinfectant à utiliser dans le récipient, une seule bouteille correspond donc à 33 litres de liquide désinfectant. 100 % sans aldéhyde, Cavex ImpreSafe est non toxique et extrêmement sûr à l'emploi. Le liquide a en outre une odeur neutre agréable.



Amplement testé par différents laboratoires de premier plan, Cavex ImpreSafe s'est avéré être un liquide de désinfection fiable et extrêmement efficace. Le produit répond aux directives de la DGHM, ainsi qu'aux normes EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14561 et EN 14562 (rapports d'essai disponibles sur [cavex.nl/impresafe](http://cavex.nl/impresafe)).

### Caractéristiques

- Système complet, rapide et efficace
- Solution de désinfection sûre et fiable
- Aucun effet négatif sur l'empreinte



**The Dental Advisor a attribué à Cavex ImpreSafe une notation clinique de 96 %**

Nous respectons l'avis des professionnels, c'est pourquoi nous avons demandé à The Dental Advisor de tester Cavex ImpreSafe. Au terme de l'évaluation clinique par une équipe de professionnels, le produit a reçu l'excellente notation de 96 %, qui rejoint du reste le score maximal de 5 +. Les professionnels apprécient la simplicité, l'efficacité et l'odeur agréable de Cavex ImpreSafe.

# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Pays Bas | [cavex.nl](http://cavex.nl)

CAVEX

ZYH003FR.02