

PREMIUM RESTORATIVES

CAVEX GLASS IONOMER CEMENT

Ciment esthétique pour le scellement permanent des couronnes, bridges et inlays.



**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

CAVEX

PREMIUM RESTORATIVES

CAVEX GLASS IONOMER CEMENT

Le ciment dentaire idéal devrait posséder certaines caractéristiques. Ainsi, il devrait être non-irritant pour le tissu dentaire, simple à utiliser, facile à nettoyer et offrir une bonne adhésion à une variété de matériaux dentaires. En outre, il devrait être identifiable sur une radiographie (radio-opaque) et fournir des résultats durables sur une période prolongée. Cavex a développé la solution idéale pour répondre à ces besoins : Cavex Glass Ionomer Cement. Ses propriétés le rendent idéal pour la cimentation de couronnes, bridges et inlays.

Caractéristiques

- **Biocompatible**
- **Adhésion optimale au tissu dentaire**
- **Temps d'action et de polymérisation favorables**
- **Résistance accrue à la compression et à la traction**
- **Radio-opacité**
- **Pas de sur-acidification**
- **Durée de conservation de 5 ans et demi**

Application

Préparez le ciment en ajoutant progressivement de petites quantités de poudre au liquide et mélangez pour renforcer l'absorption. Les formules de la poudre et du liquide ont été développées et optimisées pour obtenir un ciment aux propriétés esthétiques.



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Pays Bas | cavex.nl

CAVEX

ZYC002FR:00