

PREMIUM RESTORATIVES

CAVEX GLASS IONOMER CEMENT

Esthetisch cement voor het permanent
cementerend van kronen, bruggen en inlays.



**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

CAVEX

PREMIUM RESTORATIVES

CAVEX GLASS IONOMER CEMENT

Het ideale tandheelkundig cement moet verschillende kenmerken hebben. Het moet niet-irriterend zijn voor het tandweefsel, eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk schoon te maken zijn, en een goede hechting bieden aan een verscheidenheid aan tandheelkundige materialen. Het moet ook herkenbaar zijn op een röntgenfoto (radiopaak) en langdurige resultaten opleveren. Cavex ontwikkelde de ideale oplossing om aan deze behoeften te voldoen: Cavex Glass Ionomer Cement. De eigenschappen maken het ideaal voor het cementeren van kronen, bruggen en inlays.

Kenmerken

- **Biocompatibiliteit**
- **Goede hechting met tandweefsel**
- **Gebruiksvriendelijke werk- en uithardingstijden**
- **Hoge druk- en treksterkte**
- **Radiopaak**
- **Geen oververzuring mogelijk**
- **5,5 jaar houdbaar**

Toepassing

Bereid het cement door geleidelijk kleine hoeveelheden poeder in de vloeistof op te nemen en krachtig te mengen. De poeder en de vloeistof zijn zo samengesteld dat er na het mengen een cement met esthetische eigenschappen ontstaat.



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | cavex.nl

CAVEX

ZYC002NL.00