

PREMIUM DENTAL PRODUCTS

CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION

-
Snelle, effectieve
en veilige medische
in-office behandeling
voor het herstellen
van de oorspronkelijke
tandkleur.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM DENTAL PRODUCTS

CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION

Cavex Bite&White Shade Correction is een snel, veilig en effectief systeem voor het herstellen van de natuurlijke tandkleur bij de patiënt. Het is een In-Office systeem, dus de volledige procedure wordt uitgevoerd door de tandarts in de praktijk. De revolutionaire gel in het systeem maakt het mogelijk om met slechts 2 à 3 applicaties in 1 behandeling de originele tandkleur te herstellen.

Het Shade Correction Systeem is gebaseerd op 25% 'Hydrogen Peroxide Superior' (HPS). Deze revolutionaire gel, ontwikkeld en gepatenteerd door Cavex, is gebaseerd op reactieve zuurstof die is toegevoegd in de vorm van gestabiliseerde, ingekapselde waterstofperoxide. Bij contact met speeksel wordt de zuivere waterstofperoxide in de HPS gel snel afgebroken in zuurstof en water. Bij dit proces ontstaan vrije radicalen die de dubbele koolstofbindingen aanvallen die de bron zijn van de meeste verkleuringen in de tanden.

Door de unieke formule werkt de HPS gel extreem snel. Dit minimaliseert de behandeltijd en daarmee de kans op gevoeligheid. De thermo-reversibele eigenschappen van de gel zorgen ervoor dat deze tijdens de behandeling perfect op zijn plaats blijft en zo het eindresultaat maximaliseert. Het systeem bestaat uit een unieke applicatorpen met een kwastje voor maximale controle tijdens het aanbrengen en een beschermende barrier voor op de gingiva.



Kenmerken

- Zeer snel resultaat
- Slechts 2 à 3 applicaties in 1 behandeling
- Volledige controle over de applicatie door het kwastje
- De thermo-reversibele HPS-gel blijft perfect op zijn plaats
- Ready to use product, mengen is niet nodig
- Kan op kamertemperatuur bewaard worden
- Verkrijgbaar als: Starter Pack (2x pen & 1x barrier), Pen Bulk Pack (12x pen), Barrier Bulk Pack (3x barrier)
- Klasse I Medisch Hulpmiddel



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

ZYW20NL.01