

PREMIUM ORAL CARE

# CAVEX PROPHY PASTE

-  
Pâte prophylactique pour  
le nettoyage et le polissage  
professionnels des dents



YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

# PREMIUM ORAL CARE

## CAVEX PROPHY PASTE

Les taches, la plaque et les bactéries jouent un rôle important dans le développement de la gingivite, de la parodontite et des caries. Par conséquent, le nettoyage professionnel est un élément important du maintien d'une bonne santé bucco-dentaire. Cavex ProphyPaste a été spécialement développé à cet effet, basé sur des années d'expérience dans la technologie des pâtes afin de fournir le meilleur produit pour le traitement prophylactique aux professionnels dentaires. La pâte est très efficace pour éliminer les dépôts et les décolorations grâce au mélange unique de différents granulés de silice. Cavex ProphyPaste est disponible avec deux propriétés RDA différentes : Regular et Fine.

**Cavex ProphyPaste Regular** a une abrasivité plus élevée avec un RDA de 130 à 150. Il est donc parfait pour un nettoyage en profondeur, tout en conservant une finition lisse. Disponible en couleur bleu clair avec une saveur de menthe rafraîchissante.

**Cavex ProphyPaste Fine** a une abrasivité plus faible avec un RDA de 50 à 60. Il est donc parfait pour un nettoyage en douceur avec un effet de polissage élevé et convient parfaitement pour une utilisation sur les implants, les couronnes et les bridges.

Disponible en couleur rose avec une agréable saveur de canneberge.

Les deux pâtes ont un pH neutre et contiennent des composants fluorés, antitaches et antibactériens. Les pâtes sont présentées dans un tube avec un capuchon à rabat qui facilite l'ouverture et la

fermeture d'une seule main. Grâce à sa consistance idéale, la pâte est facile à appliquer et n'éclabousse pas. Après le traitement, la pâte peut être facilement rincée sans laisser de résidus, ce qui en fait également un excellent pré-conditionneur pour un traitement de blanchiment.

Cavex ProphyPaste ne contient pas de particules dures, ce qui le rend sans danger pour l'émail des dents et évite la sensation de particules de sable dans la bouche du patient après le traitement. Ainsi, en plus d'excellents résultats de nettoyage et de polissage, Cavex ProphyPaste est sûr, facile à utiliser, agréable pour le patient et conditionné de manière à contribuer à un avenir plus durable.



### Caractéristiques

- **Sûr et efficace**
- **Contient du fluor**
- **pH neutre**
- **Consistance idéale, pas d'éclaboussures**
- **Préparation parfaite pour un traitement de blanchiment**
- **Agréable pour le patient pendant et après le traitement**



# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Pays-Bas | cavex.nl

CAVEX

ZYH007E00