

PREMIUM ORAL CARE

# CAVEX PROPHY PASTE

-  
Pasta profiláctica para  
limpieza y pulido dental  
profesional



YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

# PREMIUM ORAL CARE

## CAVEX PROPHY PASTE

Las manchas, la placa y las bacterias contribuyen de manera importante al desarrollo de la gingivitis, la periodontitis y las caries. Por lo tanto, la limpieza profesional es una parte importante para mantener una buena salud bucal. Especialmente para esto se desarrolló Cavex ProphecyPaste, basado en muchos años de experiencia en tecnología de pastas y proporcionando a los profesionales dentales el mejor producto posible para tratamientos profilácticos. La pasta es muy eficaz en la eliminación de depósitos y decoloraciones gracias a la mezcla única de diferentes granos de sílice. Cavex ProphecyPaste está disponible con dos propiedades RDA diferentes: regular y fina.

**Cavex ProphecyPaste Regular** tiene una mayor abrasividad con un RDA de 130 a 150. Por lo tanto, es perfecto para una limpieza a fondo, manteniendo un acabado suave. Viene en un color verde con un refrescante sabor a menta.

**Cavex ProphecyPaste Fine** tiene una menor abrasividad con un RDA de 50 a 60. Por lo tanto, es perfecto para la limpieza suave con un alto efecto de pulido y muy adecuado para su uso en implantes, coronas y puentes. Viene en un color rosa con un agradable sabor a arándano.

Ambas pastas tienen pH neutro y contienen flúor, componentes antimanchas y antibacterianos. Las pastas vienen en un tubo con tapa abatible que hace que los tubos sean fáciles de abrir y cerrar con una mano. Debido a la consistencia ideal, la

pasta es fácil de aplicar y no salpica. Después del tratamiento, la pasta se puede enjuagar fácilmente sin dejar ningún residuo, lo que también la convierte en un excelente preacondicionador para el tratamiento de blanqueamiento.

Cavex ProphecyPaste no contiene partículas duras, lo que lo hace completamente seguro para el esmalte y previene la sensación de partículas de arena en la boca por parte del paciente después del tratamiento. Por lo tanto, además de excelentes resultados de limpieza y pulido, Cavex ProphecyPaste es seguro, fácil de usar, agradable para el paciente y empaquetado de una manera que contribuye a un futuro más sostenible.



### Características

- Seguro y efectivo
- Contiene fluoruro
- pH neutro
- Consistencia ideal, sin salpicaduras
- Preacondicionamiento perfecto para el blanqueamiento
- Amigable para el paciente durante y después del tratamiento



# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Los Países Bajos | cavex.nl

CAVEX